

# Draps d'examen bleu plastifiés 50x38 cm - 6 rouleaux de 180 formats

Référence 00093



Prix du produit :

**61,25 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **draps d'examen plastifiés Medi'cover 50 x 38 cm bleu** offrent une solution à la fois absorbante et imperméable pour protéger efficacement votre table d'examen. Composés d'une face ouate bleue micro-gaufrée et d'une face plastifiée 12 microns, ils offrent à la fois confort, hygiène et résistance.

- Conditionnement : colis de 6 rouleaux
- Largeur : 50 cm
- Prédécoupe : 38 cm
- Quantité : 180 formats par rouleau
- Grammage : 23 g/m<sup>2</sup> (ouate bleue absorbante)
- Structure : 2 plis
- Texture : micro-gaufrée
- Emballage : rouleaux emballés individuellement
- Normes : certification CE
- Livraison : 24/48 h

Description du produit :

## Les draps plastifiés Medi'cover 50 x 38 cm bleu : des draps a double protection

Les draps plastifiés Medi'cover 50 x 38 cm bleu associent une **face en ouate absorbante** permettant de retenir les liquides ainsi qu'une **face plastifiée imperméable** qui empêche toute infiltration sur votre mobilier médical.

---

La **conception de ces draps garantit** une protection fiable et hygiénique même lors des examens nécessitant une sécurité renforcée.

La texture **micro-gafrée** apporte une sensation agréable au patient et limite l'adhérence à la peau.

Sa couche plastifiée de 12 microns résiste aux risques de perforation et assure une barrière solide contre les liquides corporels.

Chaque rouleau contient **180 formats prédécoupés** ce qui réduit la fréquence de remplacement et optimise l'utilisation quotidienne. Le conditionnement en **colis de 6 rouleaux** permet une gestion facile des stocks et un bon rapport qualité-prix.