

# MASQUE FFP2 DE PROTECTION RESPIRATOIRE HAUTE FILTRATION MEDICLINIC - boîte de 20

Référence 09871

Prix du produit :

**8,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **masque FFP2 de protection respiratoire Mediclinic** combine une **filtration ? 95 %** et une conception en **5 couches** pour les usages en environnement médical et collectif. Sa barrette nasale préformée et son port jusqu'à **8 heures** favorisent une utilisation pratique au quotidien, en boîte de **20** masques emballés individuellement.

EN149:2001 + A1:2009 • CE • Haute filtration •  
Boîte de 20

Description du produit :

Masque FFP2 Mediclinic, protection respiratoire multicouche

Ce masque de protection respiratoire **FFP2** est conçu pour les situations nécessitant une filtration élevée en milieu de soins, d'accueil ou de collectivité. Le **masque FFP2 Mediclinic** intègre **5 couches** et une capacité de filtration **? 95 %** avec un maintien adapté au visage.

La barrette nasale extra-longue préformée aide à positionner le masque plus facilement et à conserver un ajustement régulier pendant l'utilisation. Les élastiques participent également à une mise en place simple dans le cadre d'un usage professionnel répété.

Chaque masque est présenté sous emballage individuel, ce qui facilite le stockage, la distribution et la préparation des postes de travail. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, EHPAD,

collectivités et professionnels de santé.

### Points forts

- **Filtration ? 95 %** : niveau de performance adapté aux besoins de protection respiratoire dans de nombreux contextes professionnels.
- **Conception 5 couches** : structure multicouche pensée pour associer filtration élevée et bonne tenue du masque pendant le port.
- **Port jusqu'à 8 heures** : convient aux usages continus sur une période prolongée au cours d'une journée de travail.
- **Barrette nasale extra-longue préformée** : facilite l'ajustement et contribue à une meilleure stabilité sur différentes morphologies.
- **Emballage individuel** : pratique pour distribuer les masques, les conserver plus proprement et les emporter lors des déplacements.
- **Sans fibres de verre ni latex** : composition adaptée aux contraintes d'utilisation courantes en environnement médical et paramédical.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Masque de protection respiratoire FFP2

**Marque** : MEDICLINIC

**Classe** : FFP2

**Filtration** : ? 95 %

**Structure** : 5 couches

**Haute filtration** : Oui

**Barrette nasale** : Extra-longue préformée

**Fixation** : Élastiques

**Composition** : Sans fibres de verre ni latex

**Durée de port** : Jusqu'à 8 heures consécutives

**Utilisation** : Usage unique

**Conditionnement** : Boîte de 20 masques

**Emballage** : Emballage individuel

**Garantie** : 2 ans

### Normes & sécurité

**Norme** : EN149:2001 et A1:2009

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les gels hydroalcooliques participent à l'hygiène des mains avant manipulation. Les visières de protection sont utiles lors des actes exposant aux projections, tandis que les lingettes désinfectantes aident à nettoyer rapidement les surfaces de contact.