

TENSIOMÈTRE À BRAS EASY ONE FX 05 MESURE AUTOMATIQUE MEDICAL - unité

Référence 00119

Prix du produit :

22,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre à bras Easy One FX 05** effectue un relevé automatique de la pression artérielle et du pouls par méthode oscillométrique. Il associe écran LCD, mémoire de **120 mesures** et brassard adapté aux tours de bras de **22 à 42 cm** pour un suivi simple en structure de soins ou à domicile.

CE 0123 • DM IIa • Mémoire 120 mesures •
Brassard 22 à 42 cm

Description du produit :

Easy One FX 05, prise de tension automatique au bras

Ce tensiomètre électronique bras permet de contrôler la pression artérielle et la fréquence cardiaque avec une mesure automatique. Le **tensiomètre à bras Easy One FX 05** fonctionne selon une méthode **oscillométrique** non invasive et affiche les données sur écran LCD.

Son brassard convient à un tour de bras de **22 à 42 cm**, ce qui facilite son usage pour différents utilisateurs. Sa mémoire intégrée conserve les relevés avec la date et l'heure pour suivre l'évolution des mesures.

Idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, pharmacies, EHPAD et patients en autosurveillance. L'appareil présente clairement la pression systolique, la pression diastolique et le pouls.

Points forts

- **Mesure automatique** : la pression artérielle et le pouls sont relevés en une seule séquence, pour une utilisation pratique au quotidien.
- **Méthode oscillométrique** : cette technologie non invasive convient aussi bien à un emploi clinique qu'à un suivi à domicile.
- **Mémoire 120 enregistrements** : les mesures sont conservées avec date et heure afin de comparer les valeurs dans le temps.
- **Détection des battements irréguliers** : un repère utile lors de la surveillance des constantes tensionnelles.
- **Brassard large amplitude** : compatible avec les tours de bras de **22 à 42 cm**, il couvre une large plage d'utilisation.
- **Lecture sur écran LCD** : l'affichage des résultats et de l'indicateur de classification reste rapide à consulter.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Modèle : Easy One FX 05

Type de produit : Tensiomètre électronique au bras

Méthode de mesure : Oscillométrique

Affichage : Écran LCD

Plage de mesure pression : 60 à 260 mmHg

Plage de pouls : 30 à 180 battements/min

Précision : ± 3 mmHg pour la pression, ± 5 % pour le pouls

Mémoire : 120 mesures avec date et heure

Alimentation : 4 piles AAA fournies

Brassard : 22 à 42 cm de tour de bras

Dimensions : 134 x 99 x 66 mm

Poids Net : Environ 240 g sans piles

Utilisation : Réutilisable, usage domestique et clinique

Arrêt automatique : Oui

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe IIa (MDR 2017/745)

Norme : EN 60601-1, EN 60601-1-2, ISO 81060-2

Marquage : CE 0123

Fabricant : Shanghai International Holding Corp. GmbH (Allemagne)

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre équipement, les accessoires pour tensiomètres aident au remplacement du brassard ou à l'entretien de l'appareil. Les stéthoscopes s'intègrent naturellement à l'examen clinique, tandis que les oxymètres de pouls ajoutent une mesure rapide de la saturation et de la fréquence cardiaque.

F.A./26