


TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE AU BRAS MEDITENSIO BPM-55

Référence 00124



Prix du produit :

21,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique automatique au bras MEDITENSIO BPM-55** réalise une prise de tension oscillométrique avec affichage immédiat sur grand écran LCD rétroéclairé. Il mémorise **120 mesures** et s'utilise avec un brassard **22 à 42 cm** pour le suivi de la pression artérielle et du pouls.

CE 0123 • Normes IEC 80601, ISO 81060, EN 60601 • Mémoire 120 mesures • Brassard 22 à 42 cm

Description du produit :

[MEDITENSIO BPM-55, tensiomètre bras pour un contrôle lisible](#)

Ce tensiomètre électronique bras permet de mesurer la pression artérielle et le pouls avec un fonctionnement entièrement automatique. Le **tensiomètre électronique automatique au bras MEDITENSIO BPM-55** repose sur une technologie oscillométrique et enregistre **120 mesures**, avec un brassard **22 à 42 cm**.

Son écran LCD numérique rétroéclairé présente simultanément les données systolique, diastolique et la fréquence cardiaque. Cette lecture directe facilite l'utilisation aussi bien en cabinet qu'en déplacement.

La détection d'arythmie et l'indicateur OMS apportent des repères complémentaires lors de

l'interprétation des relevés. Idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, EHPAD, pharmacies et patients suivis à domicile.

Points forts

- **Prise de mesure automatique** : le fonctionnement au bras avec technologie oscillométrique simplifie le relevé de la tension et du pouls, sans manipulation complexe.
- **Capacité de mémorisation** : la mémoire conserve **120 mesures** réparties en **2 x 60**, pratique pour distinguer le suivi de deux utilisateurs.
- **Moyenne des relevés** : le calcul automatique de la moyenne des **3 dernières mesures** aide à apprécier l'évolution lors de contrôles répétés.
- **Affichage confortable** : le grand écran rétroéclairé rend visibles en un coup d'œil les valeurs systolique, diastolique et la fréquence du pouls.
- **Brassard large amplitude** : sa plage de **22 à 42 cm** convient à de nombreuses morphologies adultes et limite les changements de brassard.
- **Deux modes d'alimentation** : l'appareil fonctionne avec **4 piles AAA** ou un adaptateur secteur médical **5,2 V**, selon l'environnement d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Type de produit : Tensiomètre automatique au bras

Modèle : MEDITENSIO BPM-55

Technologie de mesure : Oscillométrique

Affichage : Écran LCD numérique rétroéclairé

Taille de l'écran : 69 x 67 mm

Pression systolique : 60 à 260 mmHg

Pression diastolique : 30 à 200 mmHg

Fréquence du pouls : 30 à 180 battements/min

Précision : Pouls $\pm 5\%$

Mémoire : 120 mesures, 2 x 60

Brassard : 22 à 42 cm

Alimentation : 4 piles AAA ou adaptateur secteur médical 5,2 V

Fonctionnement : Automatique

Arrêt automatique : Oui

Détection d'arythmie : Oui

Indicateur OMS : Oui

Dimensions : 131,2 x 101,8 x 41,4 mm

Poids Net : 213 g hors piles

Indice de protection : IP21

Normes & sécurité

Marquage : CE 0123

Norme : IEC 80601-2-30

Norme : ISO 81060-2

Norme : EN 60601-1

Norme : EN 60601-1-2

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret contient 1 tensiomètre électronique MEDITENSIO BPM-55, 1 brassard adulte 22 à 42 cm, 1 manuel d'utilisation et 1 boîte de rangement.

Des produits complémentaires à découvrir

Les accessoires pour tensiomètres permettent de compléter l'équipement pour un usage suivi. En complément de la prise de constantes, les stéthoscopes et les oxymètres de pouls aident à rassembler rapidement d'autres paramètres utiles.