

TENSIOMÈTRE DE POIGNET AUTOMATIQUE MEDITENSIO PGW26 MEDICLINIC

Référence 00211



Prix du produit :

12,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Meditensio PGW26 MEDICLINIC** permet une **mesure non invasive** de la pression artérielle avec affichage systolique et diastolique en **mmHg**. Son fonctionnement automatique et son indicateur OMS en font une solution pratique pour le suivi tensionnel régulier.

CE 0123 • Normes IEC 80601, EN 60601, ISO 81060-2 • Mesure Non Invasive • Classification OMS

Description du produit :

MEDITENSIO PGW26 TENSIOMÈTRE DE POIGNET AUTOMATIQUE

Meditensio PGW26, tensiomètre de poignet compact et automatique

Ce tensiomètre électronique poignet est conçu pour mesurer la pression artérielle de façon simple au quotidien. Le **Meditensio PGW26** effectue une prise de mesure **non invasive** avec affichage des valeurs systolique et diastolique en **mmHg**, grâce à un fonctionnement entièrement automatique.

Son repère de classification selon les recommandations de l'OMS facilite la lecture immédiate du résultat après la mesure. Son format poignet convient particulièrement aux utilisateurs recherchant un appareil peu encombrant et rapide à utiliser.

Idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, pharmacies, services de prévention et

particuliers en autosurveillance.

Points forts

- **Fonctionnement entièrement automatique** : la mesure se lance facilement, ce qui simplifie les contrôles de routine et réduit les manipulations.
- **Mesure au poignet** : le format compact se transporte aisément dans une valise professionnelle ou se range sans difficulté à domicile.
- **Affichage systolique et diastolique** : les valeurs de pression artérielle sont présentées en mmHg pour une lecture claire et directe.
- **Classification OMS** : un indicateur visuel aide à situer rapidement le niveau tensionnel après la prise de mesure.
- **Mesure non invasive** : le contrôle de la pression artérielle s'effectue sans geste invasif, adapté à un usage courant.
- **Utilisation polyvalente** : convient aussi bien à un usage domestique qu'à un environnement clinique pour des vérifications régulières.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : Mediclinic

Type de produit : Tensiomètre de poignet

Dispositif Medical : Classe

Fonctionnement : Entièrement automatique

Alimentation : 2 piles LR03 icnluses

Mesure : Pression artérielle non invasive

Valeurs affichées : Systolique et diastolique

Unité de mesure : mmHg

Indicateur : Classification selon les recommandations de l'OMS

Plage de pouls : 30 à 180 battements/min

Plage de mesure pression : 60 à 260 mmHg

Dimensions : 79 x 66 x 28mm

Précision : ± 3 mmHg pour la pression, ± 5 % pour le pouls

Utilisation : Réutilisable, usage domestique et clinique

Modèle : Meditensio PGW26

Livré avec : un Meditensio PGW26 , 2 Piles LR03, une coque de protection et un manuel

Normes & sécurité

Marquage : CE 0123

Conformité : Règlement (UE) 2017/745 (MDR)

Normes : EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 80601-2-30, EN 1060-3, ISO 81060-2

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre équipement, découvrez les accessoires pour tensiomètres utiles au

maintien et à l'utilisation de votre matériel. Un oxymètre de pouls peut s'ajouter au contrôle des constantes, tandis que la gamme visite à domicile aide à organiser le matériel mobile.

F.A./26