

SPRAY NETTOYANT ET DÉSINFECTANT PRÊT À L'EMPLOI MEDICLINIC 750 ML

Référence 00327



Prix du produit :

5,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le flacon de 750 ml de spray nettoyant et désinfectant MEDICLINIC est prêt à l'utilisation, idéal pour le nettoyage des surfaces, paillasses, divans et outils médicaux. Sa composition contenant 29 % d'éthanol agit sans nécessité de frottement et s'évapore rapidement.

CE • Tuent les bactéries, les levures, les champignons et les virus • Prêt à l'utilisation • Flacon vaporisateur de 750 ml

Description du produit :

Spray nettoyant et désinfectant MEDICLINIC, usage rapide au cabinet

Ce [spray désinfectant surfaces](#) facilite l'entretien courant du mobilier et du matériel de soin. Le **spray nettoyant et désinfectant MEDICLINIC en 750 ml** s'utilise directement, sans dilution, pour une application simple et régulière.

Sa formule prête à l'emploi à base d'**éthanol 29 %** permet de traiter paillasses, divans, instrumentation et équipements de contact. Il s'applique par pulvérisation, **sans frotter**, puis laisse sécher la surface.

Entre deux consultations, il aide à remettre en état une table d'examen ou un plan de travail sans étape complexe. Idéal pour **cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, EHPAD, cabinets dentaires et laboratoires**.

Points forts

- **Prêt à l'emploi** : aucune dilution à prévoir, ce qui simplifie les protocoles d'hygiène et limite les erreurs de préparation.
- **Application par pulvérisation** : le film se répartit facilement sur les surfaces, meubles, paillasses et certains matériels médicaux.
- **Action large spectre** : actif sur bactéries, levures, moisissures et virus selon les normes mentionnées dans les données produit.
- **Séchage sans frottage** : utile quand le rythme s'accélère, par exemple après un soin ou avant l'installation du patient suivant.
- **Compatible avec l'usage cabinet** : formule indiquée comme **non corrosive** et **non oxydante**, adaptée à l'entretien courant du matériel.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Spray nettoyant et désinfectant

Marque : MEDICLINIC

Contenance : 750 ml

Conditionnement : Flacon pulvérisateur

Composition : Éthanol 29 %

Utilisation : Produit prêt à l'emploi

Mode d'application : Pulvérisation en film uniforme, laisser sécher

Supports compatibles : Surfaces, meubles, paillasses, divan, instrumentation médicale, matériel médical

Propriétés : Non corrosif, non oxydant

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281

Norme : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation F.A./26