

PACK DERMA MED30 NOIR + LAMPE DE WOOD

Référence 00348

Pack promo



Prix du produit :

599,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le kit Lampe de Wood + Dermatoscope Derma Med30 de couleur noire combine deux instruments d'analyse cutanée pour l'inspection des lésions, des anomalies pigmentaires et des zones potentielles, offrant un agrandissement allant jusqu'à x10, un objectif de 30 mm et un adaptateur pour smartphone inclus.

Description du produit :

Pack Lampe de Wood + Derma Med30, examen dermatologique complet

Ce [pack dermatoscope](#) associe une **Lampe de Wood + Dermatoscope Derma Med30 noir** pour l'examen visuel de la peau en cabinet. Il combine lumière UV, éclairage polarisé et grossissement pour affiner l'observation des lésions et irrégularités cutanées.

La lampe de Wood intègre une loupe à main avec grossissement **4,5x**, un objectif de **60 mm** et **20 LED**, dont **5 UV 365 nm**. Le dermatoscope offre un grossissement **x10**, un champ de vision de **30 mm**, un focus ajustable et un adaptateur smartphone magnétique.

En consultation dermatologique, ce duo facilite l'examen initial puis le contrôle visuel rapproché d'une zone ciblée. Idéal pour dermatologues, médecins généralistes, cabinets esthétiques, centres de dépistage cutané et établissements de soins.

Points forts

- **Pack prêt à l'emploi** : réunit une lampe de Wood avec loupe et un dermatoscope dans un seul ensemble pour enchaîner repérage global et observation rapprochée.
- **Double technologie d'éclairage** : UV 365 nm pour la lampe de Wood et éclairage polarisé, non polarisé et ambre pour le dermatoscope selon le contexte d'examen.
- **Observation précise** : grossissement **4,5x** sur la lampe et **x10** sur le dermatoscope pour visualiser plus finement les détails cutanés.
- **Focus ajustable** : la mise au point du Derma Med30 s'adapte rapidement à la zone examinée, utile lors d'un contrôle de nævus ou d'une lésion pigmentée.
- **Hygiène renforcée** : le verre de protection du dermatoscope est détachable, autoclavable et conçu pour limiter la contamination croisée entre patients.
- **Documentation simplifiée** : l'adaptateur smartphone universel inclus permet de capturer des images en consultation pour le suivi visuel et l'échange entre praticiens.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Pack d'examen dermatologique

Composition : 1 lampe de Wood avec loupe à main + 1 dermatoscope Derma Med30 + 1 adaptateur smartphone universel

Couleur : Noir métal

Grossissement lampe de Wood : 4,5x

Diamètre de l'objectif lampe : 60 mm

Éclairage lampe : 20 LED, dont 15 blanches et 5 UV 365 nm

Types d'éclairage lampe : 2 types d'éclairage couleur

Arrêt automatique : Oui

Batterie lampe : 2000 mAh

Alimentation lampe : USB Type C

Grossissement dermatoscope : 10x

Champ de vision : 30 mm

Système d'éclairage dermatoscope : 3 niveaux d'intensité, polarisé croisé, non polarisé, ambre

Lumière LED dermatoscope : 12 LED blanches, dont 8 polarisées et 4 non polarisées, + 4 LED ambre polarisés

Polarisation : Éclairage polarisé croisé

Résolution : 300 LP/MM axe, 250 LP/MM bords

Focus : Ajustable

Verre de protection : Gradué, détachable, autoclavable

Compatible smartphone : Oui, adaptateur clip universel magnétique inclus

Matériau : Métal, verre

Batterie dermatoscope : Lithium-ion 1000 mAh

Autonomie : 6 heures selon utilisation

Alimentation dermatoscope : Batterie rechargeable et prise USB Type C

Dimensions dermatoscope : 13,5 x 5,4 x 3,5 cm

Marque : Derma Med30

Garantie : 3 ans sauf câbles, accessoires

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le pack comprend 1 lampe de Wood avec loupe à main, 1 dermatoscope Derma Med30, 1 adaptateur smartphone universel magnétique, 1 étui de transport, 1 embout de contact gradué, 1 câble USB, 1 chargeur, 1 boîte de protection et 1 chiffon microfibre.