

# PACK FAUTEUIL SIGMA 3 ÉLECTRIQUE + TABOURET STANDARD OFFERT MEDICLINIC - gris daytona

Référence 00351



Prix du produit :

**1 099,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **PACK FAUTEUIL SIGMA 3 ÉLECTRIQUE + TABOURET STANDARD OFFERT MEDICLINIC** réunit un fauteuil de podologie à **3 moteurs** et un tabouret opérateur pour faciliter les soins, les réglages de position et l'organisation du poste de travail. Existe en plusieurs coloris.

3 Ans sur moteur • CE • Classe I • Pack fauteuil + tabouret

Description du produit :

Pack Sigma 3, poste de soin complet et modulable

Ce fauteuil de podologie proposé en pack associe le **PACK FAUTEUIL SIGMA 3 ÉLECTRIQUE + TABOURET STANDARD OFFERT MEDICLINIC** à un siège opérateur pour équiper l'espace de consultation. Ses **3 moteurs** permettent d'ajuster la hauteur, le dossier et l'inclinaison selon les besoins du soin. Idéal pour les podologues, cabinets médicaux, centres de soins et établissements spécialisés.

Le praticien modifie la position du patient de façon simple pendant la séance, tout en conservant une gestuelle fluide. Le tabouret réglable accompagne les déplacements autour du fauteuil et contribue à une installation de travail plus fonctionnelle.

Grâce à sa **rotation 180°**, ce modèle s'intègre plus facilement dans les pièces où l'agencement

doit rester souple. La sellerie en PVC et le rembourrage de l'assise conviennent à un usage professionnel régulier.

### Points forts

- **Réglage électrique 3 moteurs** : la hauteur, le dossier et l'inclinaison se commandent séparément pour adapter rapidement la position de travail.
- **Rotation 180°** : cette amplitude améliore l'accès au patient et aide à mieux exploiter l'espace disponible dans la salle de soin.
- **Tabouret standard offert** : le siège à roulettes réglable en hauteur suit les mouvements du praticien pendant les consultations.
- **Revêtement PVC** : la sellerie du fauteuil est pensée pour un entretien courant simple en environnement médical.
- **Confort d'assise** : la mousse haute densité et le rembourrage accompagnent les soins prolongés et les actes techniques répétés.
- **Ensemble prêt à installer** : ce pack réunit fauteuil et tabouret pour constituer rapidement un poste de podologie homogène.

### Caractéristiques techniques

**Dimensions** : fauteuil L 195 à 210 cm x l 62 cm, 85 cm avec accoudoirs x H 56 à 85 cm

**Coloris** : Gris Daytona

**Conditionnement** : Pack fauteuil + tabouret

**Formats disponibles** : Gris Daytona, Bleu California

**Marque** : Mediclinic

**Type de produit** : Pack fauteuil de podologie électrique + tabouret médical

**Matériau** : Sellerie PVC pour le fauteuil, métal chromé pour le piétement du tabouret

**Fonctionnement** : Électrique pour le fauteuil, mécanique pour le tabouret

**Réglages** : Hauteur, dossier et inclinaison par commande électrique

**Rotation** : 180°

**Utilisation** : Mobilier médical réutilisable

**Cadre d'usage** : Cabinet de podologie, cabinet médical

**Garantie** : 3 ans sur moteur fauteuil / 1 an sellerie / 1 an tabouret hors sellerie

### Normes & sécurité

**Classe** : DM I

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Contenu emballage

Le pack comprend un fauteuil de podologie électrique Sigma 3 avec 3 moteurs et un tabouret standard réglable à roulettes, offert avec l'ensemble.

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'aménagement du poste de soin, une lampe loupe apporte une vision détaillée des zones à traiter. Les guéridons médicaux facilitent l'organisation du matériel, tandis qu'un marchepied médical aide le patient à s'installer plus aisément.