

PACK MONITEUR PATIENT MED 900 AVEC IMPRIMANTE INTÉGRÉE + PIED ROULANT LEPU MEDICAL

Référence 00350



Pied roulant INCLUS

Prix du produit :

899,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le moniteur patients MED 900 de Lepu Medical, vendu avec un trépied à roulettes, combine 5 indicateurs de suivi ponctuel sur un écran tactile de 7 pouces, doté d'une imprimante thermique intégrée, afin d'offrir une interprétation instantanée des signes vitaux en cabinet, dans un service médical ou pour une consultation à domicile. Le moniteur peut facilement se déplacer entre les différents espaces de soins grâce à son pied équipé d'un panier.

Garantie 3 ans • CE • Classe II • Pied roulant inclus

Description du produit :

Moniteur patient MED 900 avec pied roulant, contrôle rapide des constantes

Ce dispositif de surveillance des signes vitaux MED 900 de Lepu Medical regroupe 5 indicateurs essentiels pour l'évaluation instantanée du patient : ECG, SpO2, PNI, température et génération des résultats. Son écran tactile de 7 pouces rend l'affichage instantané des informations aisé tant au niveau du poste de soins qu'en salle de consultation.

Le moniteur, qui ne pèse que 2 kg avec une batterie incluse, est à la fois compact et léger, et peut aisément être déplacé d'une pièce à l'autre ou d'un box à un autre grâce à son support sur

roulettes intégré. L'équipe peut rapidement générer une mesure ou une onde grâce à l'imprimante thermique intégrée, facilitant ainsi le suivi.

Il convient aux patients adultes, enfants et néonataux selon le contexte d'usage prévu. Parfait pour les cliniques médicales, les services hospitaliers, les cliniques, les EHPAD, les centres de soins et les infirmiers indépendants.

Points forts

- **Surveillance multiparamètres** : ECG, SpO₂, pression non invasive, température et respiration pour regrouper les constantes essentielles sur un seul appareil.
- **Imprimante thermique intégrée** : l'édition immédiate des résultats améliore la traçabilité lors d'un contrôle en consultation ou au lit du patient.
- **Écran tactile couleur 7 pouces** : l'affichage reste clair et rapide à interpréter, même lors d'une succession de prises de constantes.
- **Mémoire étendue** : jusqu'à 12 000 patients pour l'ECG et 2 000 pour l'oxymétrie, utile pour l'archivage et le suivi interne.
- **Format compact** : ses dimensions réduites et son poids contenu facilitent les déplacements entre plusieurs espaces de soins.
- **Pied roulant avec panier inclus** : permet un transport pratique du moniteur et de ses accessoires au sein de l'établissement.
- **Utilisation intuitive** : la mollette centrale, l'alarme sonore et la batterie Li-ion rechargeable soutiennent un usage quotidien fluide.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Pack moniteur patient multiparamètres avec imprimante et pied roulant

Marque : Lepu Medical

Dimensions : 250 x 180 x 180 mm

Poids Net : 2 kg batterie incluse

Écran : Tactile couleur haute résolution 7 pouces

Paramètres mesurés : ECG, SpO₂, PNI, température, respiration

Imprimante : Thermique intégrée

Mémoire interne : Jusqu'à 12 000 patients pour l'ECG et jusqu'à 2 000 patients pour l'oxymétrie

Connectivité : USB pour extension de mémoire et export des données

Alimentation : 240 V, 50/60 Hz

Batterie : Li-ion rechargeable grande autonomie

Commande : Mollette centrale

Alarme : Sonore

Fonctionnement : Électronique

Accessoire inclus : Pied roulant avec panier

Fabricant : Lepu Medical

Classe DM/EPI : Classe II

Garantie : 3 ans hors accessoires

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical classe II

Marquage : CE

Fabricant : Lepu Medical

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Contenu emballage

Le pack est livré avec le moniteur patient MED 900, 1 pied roulant avec panier, 1 câble patient, 6 rouleaux de papier, 1 sonde cutanée, 1 thermomètre infra-rouge, 1 capteur pour oxymètre de pouls, 1 brassard avec tubulure, 10 électrodes jetables, 1 câble d'alimentation secteur, 1 manuel d'utilisation et 1 housse de protection.