

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE DELTA 55 2 PLANS MEDICLINIC - tabouret standard inclus

Référence 08005



Prix du produit :

899,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan d'examen électrique Delta 55 MEDICLINIC** combine un réglage motorisé de la hauteur de **43 à 85 cm**, une capacité de charge de **200 kg** et un dossier 2 plans pour accompagner les gestes de consultation. Ce pack inclut un tabouret standard offert, avec trou visage amovible, porte rouleau et 4 roues à blocage pour une utilisation fluide au quotidien. Existe en plusieurs couleurs.

3 ans • CE • Charge 200 kg • Pack avec tabouret standard offert

Description du produit :

Divan d'examen électrique Delta 55, réglage motorisé et confort

Ce divan d'examen électrique est conçu pour simplifier l'installation du patient et améliorer les conditions de travail du praticien. Le **divan d'examen électrique Delta 55 MEDICLINIC** propose une hauteur variable de **43 à 85 cm** et une charge maximale de **200 kg**.

Sa configuration 2 plans avec dossier inclinable en position proclive et déclive s'adapte à de nombreux examens. Le trou visage avec bouchon amovible, le porte rouleau et les 4 roues avec blocage participent à une utilisation pratique jour après jour.

Grâce à sa mousse de **9 cm**, l'accueil reste confortable pendant les consultations ou les soins plus longs. Idéal pour cabinets médicaux, kinésithérapeutes, ostéopathes, centres de soins et établissements de santé.

Points forts

- **Réglage électrique de la hauteur** : amplitude de **43 à 85 cm** pour adapter rapidement la position de travail selon l'acte réalisé et le profil du patient.
- **Capacité de charge de 200 kg** : structure pensée pour recevoir un large éventail de patients dans le cadre des consultations courantes.
- **Dossier 2 plans assisté** : tête et dossier avec positions proclive et déclive, utiles pour ajuster l'installation selon l'examen ou le soin pratiqué.
- **Confort d'utilisation** : mousse de **9 cm** et sellerie renforcée pour une assise et un allongement plus agréables lors d'un temps de prise en charge prolongé.
- **Déplacement puis stabilisation** : 4 roues avec système de blocage pour déplacer facilement le divan avant de le sécuriser à l'emplacement souhaité.
- **Pack complet** : tabouret standard offert pour disposer immédiatement d'un ensemble fonctionnel dans l'espace de consultation.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Divan d'examen électrique 2 plans avec tabouret standard offert

Dimensions : L 197 x l 68 x H 43 à 85 cm

Hauteur variable : De 43 à 85 cm

Réglage hauteur : Moteur électrique

Charge maximale : 200 kg

Structure : Acier renforcé

Matériau : Structure époxy blanc, sellerie renforcée

Épaisseur de mousse : 9 cm

Tête/dossier : Hydraulique, assisté par vérin à gaz selon description fabricant

Fonctionnement : Électrique

Roues : 4 roues avec système de blocage

Porte rouleau : Oui

Trou visage : Oui, amovible avec bouchon facial

Poids Net : 89 kg

Marque : MEDICLINIC

Conditionnement : Pack divan + tabouret standard offert

Garantie : 3 ans

Couleurs : Noir Graphite ; Bleu California ; Gris Daytona

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le pack comprend un divan d'examen électrique Delta 55, un bouchon facial amovible, un porte rouleau intégré et un tabouret standard offert.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préserver la sellerie et faciliter la rotation entre deux consultations, les draps d'examen sont particulièrement utiles. Les accessoires tables et divans d'examen permettent d'adapter le mobilier aux usages du cabinet, tandis que les tabourets médicaux complètent l'ergonomie du poste.