

LAMPE D'EXAMEN LED 3W BRAS FLEXIBLE 360° MEDICLINIC - sur pied à roulettes

Référence 00427



Prix du produit :

136,22 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe d'examen LED 3W MEDICLINIC** sur pied associe un faisceau réglable de **40 000 à 100 000 lux**, un variateur intégré et un bras flexible **360°** pour orienter la lumière avec précision lors des examens et soins localisés.

CE • DM I • 40 000 à 100 000 lux • 50 000 heures

Description du produit :

Lampe d'examen LED 3W, mobilité et réglage précis

Cette lampe d'examen sur pied est conçue pour apporter un éclairage localisé pendant les soins et observations. La **lampe d'examen LED 3W MEDICLINIC** propose une intensité de **40 000 à 100 000 lux**, ajustable rapidement selon les besoins.

Grâce à son bras flexible avec orientation à **360°**, le positionnement du faisceau reste simple et précis. Le variateur intégré permet d'adapter la luminosité pour un examen ciblé ou un geste technique.

Sa température de couleur de **4500 à 5500 K** contribue à un bon confort visuel au poste de soin. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, centres de soins ambulatoires et actes de petite chirurgie.

Points forts

- **Intensité lumineuse réglable** : plage de **40 000 à 100 000 lux** pour adapter l'éclairage à la

zone observée et au type d'acte.

- **Variateur intégré** : modification rapide de la puissance lumineuse pour gagner en précision pendant l'examen ou le soin.
- **Bras flexible orientable à 360°** : ajustement fluide de la tête d'éclairage sans devoir déplacer le pied.
- **Pied à roulettes 5 branches** : déplacement aisé d'un espace de consultation à un autre tout en conservant une bonne stabilité.
- **LED longue durée** : durée de vie de **50 000 heures** pour accompagner un usage fréquent en environnement médical.
- **Poignée de réglage** : prise en main pratique pour repositionner rapidement l'éclairage au cours de l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Lampe d'examen médicale

Marque : MEDICLINIC

Puissance : 3 W

Intensité lumineuse : 40 000 à 100 000 lux

Température de couleur : 4500 à 5500 K

Longueur du bras : 76 cm

Orientation : 360°

Alimentation : 220 à 240 V / 50 Hz

Durée de vie LED : 50 000 heures

Matériau : Structure métallique avec revêtement époxy

Couleur : Blanc

Fonctionnement : Variateur intégré

Base : Pied à roulettes 5 branches

Cadre d'usage : Cabinet médical, hôpital, soins ambulatoires, petite chirurgie

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit comprend un pied roulant 5 branches, un bras flexible, une tête LED avec variateur intégré et un transformateur incorporé dans l'embase.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer et protéger la zone de soin, les draps d'examen complètent l'installation du poste. Les solutions de désinfection surfaces participent à l'entretien de l'environnement proche, tandis que les gants latex accompagnent les gestes d'examen et de soin.

LL/26