

LAMPE D'EXAMEN LED 15W VARIATEUR DIGITAL MEDICLINIC - sur pied roulant

Référence 00428



Prix du produit :

224,42 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe d'examen LED 15W MediClinic** fournit une lumière réglable de **100000 à 180000 lux** pour les examens localisés et les gestes de précision. Son bras souple **360°** et son faisceau modulable assurent un ajustement rapide en cabinet, en salle de soins ou pour la petite chirurgie.

EN 60601-1 / EN 60601-2-41 • CE • DM I •
Jusqu'à 180000 lux

Description du produit :

Lampe d'examen KS-Q7, mobilité et lumière maîtrisée

Cette lampe d'examen LED est conçue pour apporter un éclairage net sur une zone de soin ciblée. La **lampe d'examen LED 15W MediClinic** propose une intensité de **100000 à 180000 lux** avec un **variateur digital** pour adapter rapidement la lumière à l'usage.

Son bras flexible avec rotation **360°** permet de diriger précisément la tête d'éclairage sans perdre de temps. Le diamètre de faisceau de **30 à 50 cm** convient aussi bien à l'observation qu'aux actes techniques de faible ampleur.

Montée sur un pied roulant à 5 branches, elle se déplace facilement d'un espace à l'autre tout en conservant une bonne stabilité. Idéal pour cabinets médicaux, cliniques, hôpitaux, infirmiers libéraux et salles de soins.

Points forts

- **Intensité lumineuse élevée** : de 100000 à 180000 lux pour visualiser clairement la zone examinée lors des soins courants ou techniques.
- **Variateur digital** : ajustement précis du niveau d'éclairage selon la situation et le confort de travail recherché.
- **Bras flexible orientable à 360°** : positionnement fluide de la lumière pour suivre l'angle de travail sans manipulation complexe.
- **Pied roulant 5 branches** : déplacement aisé entre plusieurs pièces de consultation avec une base pensée pour la stabilité.
- **Longévité des LED** : durée de vie jusqu'à 50000 heures pour accompagner un usage fréquent avec moins de remplacements.
- **Poignée intégrée** : recentrage simple de l'éclairage pendant l'examen, sans interrompre l'organisation du geste.

Caractéristiques techniques

Modèle : KS-Q7

Type de produit : Lampe d'examen

Puissance : 15 W

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Éclairage : 7 LED

Température de couleur : 3500 à 4500 K

Intensité lumineuse : 100000 à 180000 lux

Diamètre du faisceau : 30 à 50 cm

Durée de vie : 50000 heures

Dimensions : hauteur pied 980 mm, bras 76 cm

Cordon d'alimentation : 3 m

Couleur : Blanc epoxy

Fonctionnement : Électrique

Utilisation : Examen médical et petite chirurgie

Marque : MediClinic

Fabricant : Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd

Classe DM/EPI : DM I

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : I

Norme : EN 60601-1 / EN 60601-2-41

Marquage : CE

Fabricant : Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les draps d'examen aident à préparer la table entre deux consultations. Une solution de désinfection des surfaces médicales participe à l'entretien du

poste de soin. Les gants latex accompagnent utilement les examens de contact et manipulations courantes.

LL/26