

LAMPE D'EXAMEN LED 6W VARIATEUR DIGITAL BRAS 360° MEDICLINIC - sur pied roulant

Référence 00419



Prix du produit :

186,20 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe d'examen LED 6W MEDICLINIC** montée sur pied roulant offre un éclairage réglable de **50 000 à 90 000 lux** avec **variateur digital** et bras flexible **360°**. Sa tête à **6 LED** et sa température de couleur de **3500 à 4500 K** conviennent aux examens médicaux et aux actes de petite chirurgie.

CE • Classe I • 6 LED • 50 000 à 90 000 lux

Description du produit :

Lampe d'examen LED 6W Medi'clinic, mobilité et précision lumineuse

Cette lampe d'examen sur pied roulant est conçue pour apporter une lumière nette lors des consultations et soins techniques. La **lampe d'examen LED 6W MEDICLINIC** propose une intensité de **50 000 à 90 000 lux**, ajustable grâce à un **variateur digital**.

Son bras flexible avec rotation à **360°** permet de diriger facilement le faisceau vers la zone souhaitée. La tête lumineuse se repositionne rapidement pour suivre l'organisation du soin sans gêner le praticien.

Équipée de **6 LED**, elle fonctionne avec une température de couleur de **3500 à 4500 K** et une durée de vie annoncée de **50 000 heures**. Idéal pour cabinets médicaux, hôpitaux, centres de soins ambulatoires, infirmiers libéraux et professionnels de la petite chirurgie.

Points forts

- **Plage d'éclairement élevée** : de **50 000 à 90 000 lux** pour mieux distinguer les détails lors des examens et gestes de précision.
- **Réglage digital** : le variateur permet d'adapter facilement l'intensité lumineuse selon le contexte d'utilisation.
- **Bras orientable 360°** : la tête d'éclairage se positionne avec souplesse afin de cibler la zone d'observation sans contrainte.
- **Pied roulant 5 branches** : déplacement aisé de la lampe d'une salle à l'autre ou autour du mobilier d'examen.
- **Poignée intégrée** : prise en main pratique pour corriger rapidement l'orientation pendant l'utilisation.
- **Technologie LED durable** : durée de vie de **50 000 heures** pour limiter les remplacements en usage fréquent.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : MEDICLINIC

Type de produit : lampe d'examen médicale LED

Puissance : 6 W

Source lumineuse : 6 LED

Intensité lumineuse : 50 000 à 90 000 lux

Température de couleur : 3500 à 4500 K

Durée de vie : 50 000 heures

Dimensions : longueur du bras 90 cm

Alimentation : AC 100-240 V / 50-60 Hz

Fonctionnement : variateur digital

Orientation : bras flexible 360°

Installation : sur pied roulant 5 branches

Matériau : structure métallique avec revêtement époxy

Couleur : blanc

Utilisation : examen médical, petite chirurgie, soins ambulatoires

Normes & sécurité

Classe : I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

La lampe est fournie avec un pied roulant 5 branches, un bras flexible orientable, une tête LED avec variateur digital et une embase avec transformateur intégré.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'espace de soin, les draps d'examens contribuent à protéger la table entre deux consultations. Les désinfection surfaces participent à l'entretien de l'environnement proche. Les accessoires tables et divans d'examen renforcent le confort pendant l'observation.

LL/26