

GANTS STÉRILES PRECINIUM LATEX POUDRÉ LCH - boîte de 50 paires

Référence 00434



Prix du produit :

26,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **gants stériles Precinium LCH** en latex poudré sont conçus pour les actes exigeant **précision** et aisance de mouvement, avec une longueur de **290 mm**. **Stérile** et à usage unique, ce modèle combine souplesse, élasticité et sensibilité tactile. Existe en plusieurs tailles.

EN 455-1/2/3 • Stérile • Double épaisseur • Boîte de 50 paires

Description du produit :

Gants Precinium, stérilité et dextérité pour les actes techniques

Ces gants stériles de chirurgie répondent aux besoins des professionnels recherchant à la fois protection, souplesse et précision gestuelle. Les **gants stériles Precinium LCH** en latex poudré sont **stériles**, à **usage unique**, et mesurent **290 mm** en taille **6.5**.

Le pur latex de haute qualité favorise un contact précis avec les instruments et une bonne perception tactile lors des manipulations fines. La double épaisseur participe au confort pendant l'utilisation tout en renforçant la tenue du gant.

Grâce au poudrage à l'amidon de maïs, l'enfilage reste rapide et pratique au moment de la préparation. Idéal pour les blocs opératoires, services d'urgences, cabinets dentaires, médecins, infirmiers libéraux et laboratoires.

Points forts

- **Stérilité immédiate** : convient aux actes nécessitant une barrière stérile, avec une mise en œuvre adaptée aux environnements de chirurgie.
- **Sensibilité tactile élevée** : aide à conserver la précision des gestes lors des sutures, manipulations instrumentées et autres actes minutieux.
- **Latex souple et élastique** : épouse mieux la main pour améliorer l'aisance d'utilisation au fil de l'intervention.
- **Double épaisseur** : apporte un renfort apprécié pour les usages techniques et les manipulations répétées.
- **Bonne résistance mécanique et chimique** : offre une tenue adaptée face aux contraintes courantes rencontrées en milieu de soins.
- **Poudrage à l'amidon de maïs** : simplifie l'enfilage, notamment lorsque le temps de préparation doit rester court.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Gant de chirurgie stérile

Marque : LCH

Matériau : Latex

Composition : Pur latex de haute qualité, poudre d'amidon de maïs

Couleur : Blanc laiteux

Dimensions : 290 x 83 mm

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : ISO 11135

Conditionnement : Boîte de 50 paires

Type d'emballage : Par paire stérile

Classe DM/EPI : DM IIa

Conservation : 5 ans au sec, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité

Fabricant : LCH

Garantie : 2 ans

Tailles : Taille 7 ½ ; Taille 8 ; Taille 8 ½ ; Taille 6 ½

Normes & sécurité

Classe : DM IIa stérile

Normes : Directive européenne 93/42/CEE, EN 455-1/EN 455-2/EN 455-3, EN 550, ISO 11135

Fabricant : LCH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation et le soin, les compresses sont utiles lors de l'absorption et du nettoyage de la zone. L'alcool médical s'emploie en amont du geste, tandis que les pansements stériles prennent le relais pour la protection de la zone traitée.