

TEST ANGINE STREPTATEST RÉSULTAT 5 MIN BIOSYNEX - boîte de 25 tests

Référence 00361

Prix du produit :

39,99 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **test angine STREPTATEST BIOSYNEX** est un TROD professionnel sur prélèvement oropharyngé, conçu pour repérer les antigènes du streptocoque A avec une lecture en **5 minutes**. Boîte de **25 tests**, avec sensibilité de **96,8 %** et spécificité de **94,7 %**.

CE • **Stérile** • Résultat en 5 minutes • Boîte de 25

Description du produit :

Test angine STREPTATEST, lecture rapide en 5 minutes

Ce test angine professionnel est destiné à la recherche des antigènes du streptocoque bêta hémolytique du groupe A. Le **test angine STREPTATEST BIOSYNEX** s'utilise à partir d'un prélèvement oropharyngé réalisé avec **écouvillon stérile** et donne un résultat en **5 minutes**.

Son format en kit de **25 tests** convient aux structures qui réalisent des TROD angine dans le cadre de leur activité. Il permet une mise en œuvre pratique en consultation comme au comptoir, avec les accessoires utiles réunis dans la boîte.

Idéal pour les médecins généralistes, pharmaciens d'officine, cabinets médicaux, maisons de santé et centres de soins. Ses performances annoncées de **96,8 %** de sensibilité et **94,7 %** de spécificité soutiennent le dépistage ciblé en usage professionnel.

Points forts

- **Lecture en 5 minutes** : un délai court pour obtenir le résultat du test pendant le temps de prise en charge.
- **Recherche ciblée** : détection des antigènes du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A sur prélèvement oropharyngé.
- **Données de performance** : sensibilité de **96,8 %** et spécificité de **94,7 %**, indiquées pour l'usage professionnel.
- **Kit prêt à l'emploi** : la boîte comprend les tests, tubes d'extraction, abaisse langues, écouvillons, portoir, contrôles, réactifs et notice.
- **Adapté au TROD angine** : conçu pour les professionnels habilités dans leur cadre d'exercice.
- **Écouvillons stériles fournis** : les éléments stériles inclus facilitent la réalisation du prélèvement.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Test rapide angine, TROD streptocoque A

Modèle : STREPTATEST

Marque : BIOSYNEX

Fabricant : BIOSYNEX SA

Type de prélèvement : Prélèvement oropharyngé

Utilisation : Détection des antigènes du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A

Pathologie concernée : Angine streptococcique

Temps de résultat : 5 minutes

Sensibilité : 96,8 %

Spécificité : 94,7 %

Utilisation : Usage professionnel

Statut : Test de diagnostic rapide

Conditionnement : Boîte de 25 tests

Stérilisation : Oui

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : BIOSYNEX SA

Lire attentivement la notice avant utilisation

Produit destiné à un usage professionnel.

La réalisation du TROD angine peut faire l'objet d'une prise en charge par l'Assurance Maladie selon les conditions en vigueur, avec un remboursement indiqué à 70 % et un complément possible par les complémentaires santé.

Contenu emballage

Le kit comprend 25 tests, 25 tubes d'extraction, 25 abaisse langues, 25 écouvillons stériles, 1 portoir, 1 contrôle positif streptocoque A inactivé, 1 contrôle négatif streptocoque C inactivé, 1

réactif d'extraction A au nitrite de sodium 2M, 1 réactif d'extraction B à l'acide acétique 0.2M et 1 notice d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la réalisation du prélèvement, les abaisse-langue aident à dégager la zone oropharyngée. Pendant la manipulation, les gants nitriles s'intègrent facilement aux pratiques courantes. En fin d'acte, les collecteurs d'aiguilles participent à l'organisation des déchets de soins.

LL/26