

TABLE GYNÉCOLOGIQUE ÉLECTRIQUE ELANSA PROMOTAL

Référence 51370



Prix du produit :

5 503,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le fauteuil gynécologique Elansa de Promotal assure une grande accessibilité grâce à sa position d'accueil descendant jusqu'à 46 cm et s'élève jusqu'à une hauteur maximum de 106 cm.

Description du produit :

Très simple d'usage, la table d'examen gynécologique ELANSA offre une position optimale d'examen.

Sa conception simple et pratique vous assure une pratique de la gynécologie efficace et sûre.

Avec plus de 18 coloris différents, votre table s'adaptera parfaitement à vos goûts et à votre cabinet

- Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique (mouvements combinés avec la hauteur variable)
- Commande par pédale (jusqu'à 3 positions mémorisables)
- Bac ABS stérilisable, coulissant et amovible (capacité 6 litres)
- Support colposcope en accessoire
- Sellerie anatomique amovible sans couture
- Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 12,5 cm)
- Capacité jusqu'à 170 kg

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la**

livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.

Modèles :

- 2 vérins avec étriers
- 2 vérins avec porte cuisses GOEPPEL
- 3 vérins avec étriers
- 3 vérins avec porte cuisses GOEPPEL

Coloris (voir nuancier)

Garantie 2 ans .CE.