

DIVAN D'EXAMEN FIDJI PROMOTAL

Référence 50631



Prix du produit :

1 061,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

La conception spécifique de la **table Fidji** offre une bonne circulation autour de votre patient et une excellente stabilité.

Idéal pour l'examen médical, la **table d'examen Fidji** est la solution choisie par de très nombreux médecins recherchant prix, simplicité et qualité.

Description du produit :

Le divan d'examen FIDJI de PROMOTAL est robuste et design.

Selleries classe M1 (non feu) résistant aux produits de désinfection avec mousse renforcée sur les contours pour une meilleure longévité.

Dossier inclinable par vérin à gaz. Bâti en acier finition époxy gris nuage. Porte rouleau de drap d'examen.

3 formes de selleries :

- Plate.
- Avec bourrelets.
- Anatomique.

Dimensions : L 191 x l 65 x H 80 cm.

Largeur sellerie plate 65 cm / sellerie anatomique 73 cm.

Charge maximale : 200 kg.

Plusieurs coloris au choix, voir nuancier.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Garantie 10 ans (hors sellerie).

CE.