

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE QUEST CARDIO

Référence 14362



Prix du produit :

3 293,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan d'examen électrique tout particulièrement conçu pour la cardiologie, le **Quest Cardio** de **Promotal** présente une grande amplitude en hauteur pour s'adapter à tous types de patients et d'examens médicaux.

Description du produit :

Le **Quest Cardio Promotal** est un **divan d'examen cardiologique** électrique à hauteur variable. Conçu sur la base référence en **divan d'examen**, il vous assure une grande facilité d'utilisation. L'accueil de vos patients est particulièrement favorisé grâce à sa grande amplitude en hauteur variable et à son dossier réglable.

Idéal pour de nombreux types d'examens cardiologiques, tel que les explorations électriques du coeur (ECG) de type Électrocardiogramme, la découpe latérale du **divan Quest Cardio** est particulièrement utile pour des examens types : Échocardiographie, Mammographie ... Afin de ménager vos patients, les positions Proclive et Déclive disponibles selon les modèles seront, ici, particulièrement utiles.

Caractéristiques :

- Découpe latérale pour examen cardiologique
- Largeur sellerie 65 cm
- Hauteur variable électrique de 54 à 94 cm
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
- Commande manuelle ou au pied

- Patins de réglage sous piètement ou Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé Block'n Roll® (en option)
- Capacité jusqu'à 200 kg
- Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 12,5 cm)
- 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
- Structure acier avec finition époxy gris nuage
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**