

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE EMOTIO

Référence 13238



Prix du produit :

4 734,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Avec ce **divan d'examen électrique** haut de gamme fabriqué par **Promotal** et pouvant être transformé en **divan gynécologique** avec étaux et étrières en option, paramétrez vos positions de prédilection et assurez le confort de vos patients !

Description du produit :

Divan d'examen électrique EMOTIO pour les médecins généralistes ou spécialistes

Il s'adapte à toutes les situations afin de favoriser un examen optimum pour le médecin et son patient.

Ergonomie au service du médecin et du patient.

- 2 positions Quick Exam entièrement paramétrables permettant d'atteindre les positions favorites en un clic.
- Commandes ergonomiques : contrôle de l'élévation et de la déclive (en option) par pédale et panneau de contrôle rotatif.
- Position basse jusqu'à 45 cm, position haute jusqu'à 96 cm
- Roulettes activables électriquement par contact maintenu
- Positions d'examen pédiatrique et gynéco
- Mouvements électriques doux et sécurisés
- Relationnel plus équilibré entre le médecin et son patient
- Poignées d'assistance (en option)
- Sellerie anatomique grand confort
- Grands choix de couleurs de sellerie (cf nuancier)
- Charge maximale 205 kg

- Garantie 2 ans (hors sellerie). Livré monté. CE.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**