

TABLE PÉDIATRIQUE PROMOTAL

Référence 59020



Prix du produit :

913,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Promotal a créé la **table d'examen pédiatrique** pour les pédiatres. L'armature de la table en acier revêtement époxy est discrète et solide, sans couture, vous assure une hygiène incomparable et facilite le nettoyage de toutes les parties de la table. Sa sellerie avec revêtement spécial anti-bactérienne à bords relevés assure une grande sécurité, limitant le risque de chute.

Description du produit :

Table adaptée à tous les examens pédiatriques :

- Bâti en acier revêtement époxy gris nuage.
- Coussin 3 côtés fixes, mousse moyenne densité.
- Revêtement anti-feu M1.
- Plateau inférieur inox (tiroir en option).
- Dimensions coussin : L 10 x l 60 x H 85 cm.

Coloris (voir nuancier)

Dimensions : L 120 x l 70 x H 92,4 cm.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Si vous souhaitez commander un coloris que n'est pas proposé, veuillez nous préciser ce coloris dans le champ Remarques lors de la validation de votre panier.

Garantie 2 ans (hors sellerie).

CE.