

DIVAN PÉDIATRIQUE MIXTE PROMOTAL

Référence 59017



Prix du produit :

908,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cette **table pédiatrique mixte** se divise en 3 parties réglables par crémaillère, assurant une meilleure prise en compte de la taille du patient enfant.

L'armature de la table en acier revêtement époxy est discrète et solide. Sa sellerie avec revêtement spécial protection anti-bactérienne, sans couture, vous assure une hygiène incomparable et facilite le nettoyage de toutes les parties de la table.

Description du produit :

Caractéristiques :

- Pied emboîtable époxy gris nuage.
- Dossier réglable par crémaillère.
- Sellerie plate épaisseur 50 mm.
- Revêtement anti-feu M1.
- Porte rouleau drap d'examen intégré.

Coloris (voir nuancier)

Dimension : L 183,4 x l 60 x H 85 cm.

Charge maximale : 135 kg.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la**

livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.

Garantie 2 ans (hors sellerie)

Livré à plat.

CE.