

DIVAN ÉLECTRIQUE MIXTE DUOLYS PROMOTAL

Référence 50703



Prix du produit :

3 570,80 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan électrique mixte Duolys** offre un grand confort lors de l'auscultation avec une proximité maximale du médecin. Polyvalent, ce divan universel, peut être utilisé pour les examens de médecine générale ou en gynécologie.

L'ajustement individuel des dossiers ainsi que la fonction proclive/déclive permettent de l'utiliser dans de très nombreuses positions de travail.

Description du produit :

Combinaison parfaite d'un divan généraliste et d'un divan gynécologique.

Votre divan d'examen généraliste DUOLYS se transforme rapidement en un divan gynécologique parfaitement fonctionnel.

Caractéristiques :

- Hauteur variable électrique de 49 à 95 cm.
- Proclive / déclive.
- Porte rouleau de drap d'examen intégré.
- Structure acier finition époxy gris nuage.
- Sellerie large 73 cm avec renforts latéraux mousse ferme.
- Dossier extérieur réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Patin de réglage sous piètement.
- Commande manuelle.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Options :

- Avec étriers.
- Avec appuis jambes.
- Avec étriers escamotables.
- Avec étriers et Block'n'roll.

Coloris (voir nuancier)

Charge maximale : 200 kg

Garantie 2 ans (hors sellerie).

CE.