

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT PROMOTAL

Référence 50708



Prix du produit :

2 282,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil de prélèvement** favorise une pratique sûre et confortable. Il est équipé selon les modèles de deux appui-bras ergonomiques réglables, d'une rotation complète, d'un bras pivotant avec plateau, d'une position d'urgence instantanée. Ce fauteuil nécessite deux fois moins de place qu'un fauteuil classique, idéal pour gagner de l'espace dans votre cabinet.

Description du produit :

Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique.

Caractéristiques :

- Dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale.
- 2 appui-bras sur rotules, mousse polyuréthane noire.
- Sellerie plate.
- 4 étaux.
- Porte rouleau de drap d'examen intégré.
- Charge maximale : 135 kg.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Coloris (voir nuancier)

Garantie 2 ans (hors sellerie). CE.

Un paiement en 4 fois sans frais est possible, pour cela contactez nous au 01.69.49.65.67.