

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT ET VACCINATION DENEEO

Référence 13251



Prix du produit :

1 992,42 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil de prélèvement DENEEO** est un concentré d'innovations permettant une meilleure accessibilité et un plus grand confort pour le patient et le praticien.

Description du produit :

- Solution idéale pour le prélèvement sanguin, fauteuil design et ergonomique pour le plus grand confort du patient et du praticien.
- Accès facile du patient au fauteuil, concept "Sit'n Go" (option)
- Le design et la sellerie spécifique "Bodyshape" contribueront à rassurer le patient.
- Pratique : nécessite 2 fois moins de place qu'un fauteuil de prélèvement classique.
- Mise en position d'urgence instantanée.
- Hauteur fixe 55 cm ou hauteur variable hydraulique réglable 51 à 71 cm.
- Sellerie monobloc sans coutures avec protection antibactérienne.
- Revêtement non-feu M1 mousse épaisseur 30 mm.
- Structure et base en acier finition époxy gris nuage.
- 2 appuis-bras amovibles sur rotules.
- 2 poignées d'appui polyuréthane intégrées au niveau de l'assise
- Charge maximale 200 kg

- Rotation 360°
- Coloris sellerie suivant nuancier page 419.
- Garantie 2 ans (hors sellerie). Livré monté. CE.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**