

TABOURET À DOSSIER PROMOTAL

Référence 50670



Prix du produit :

318,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le tabouret à dossier s'adapte parfaitement à toutes les morphologies grâce à 4 réglages possibles: hauteur d'assise, inclinaison du dossier, profondeur et hauteur de dossier. L'assise en mousse haute densité et l'option repose-pieds rendent le siège d'autant plus confortable. La commande manuelle est plate et non plus cylindrique, pour une utilisation plus intuitive et une solidité renforcée.

Description du produit :

Tabouret réglable :

- Piétement aluminium 5 branches sur roulettes Ø 56 cm.
- Hauteur variable par colonne à gaz 60/85 cm.
- Dossier ergonomique.
- Repose pieds (en option).
- Garantie 2 ans (hors sellerie).
- Délai de livraison environ 4 semaines.

Coloris sellerie : voir nuancier. Merci de nous préciser le coloris choisi dans le champ "Remarques" après avoir validé votre panier.

CE.