

# TABLE D'EXAMEN CONFORT SANS COUTURE KOMPACT

Référence 16116



**Prix du produit :**

**3 016,65 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

La table d'examen sans couture Kompact allie confort, hygiène et sécurité et est idéal si l'on souhaite une table polyvalente.

La position assise permet d'effectuer une grande partie des examens, soit environ 80% et passe aisément en position allongée grâce à l'extension de repose-jambes intégrée.

**Description du produit :**

La table d'examen KOMPACT de Promotal possède un bloc de quatre tiroirs dont 2 latéraux coulissants, accessibles des 2 côtés, ainsi que 2 frontaux.

Améliorez le confort de vos patients, facilitez vos rangements et optimisez vos espaces avec la KOMPACT.

En plus d'avoir un large de choix de couleurs de sellerie, il est possible d'ajouter des accessoires dans le but de parfaire votre fauteuil et répondre aux besoins de votre spécialité médicale.

- Dossier assisté par vérin à gaz
- Etriers escamotables intégrés
- Marchepied escamotable de 23 cm de haut.
- Extension de repose jambes intégrée
- 4 tiroirs monoblocs (dont 2 à ouverture bilatérale)
- Porte rouleau grande capacité intégré au dossier

- Inclinaison d'assise 7°
- Bac ABS amovible stérilisable
- Roulettes intégrées
- Largeur de sellerie à 72cm
- Capacité : 250kg

**\* Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Coloris (voir nuancier)

Garantie 2 ans. CE.