

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE EMOTIO PLUS

Référence 16430



Prix du produit :

5 770,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan d'examen eMotio+** est un divan entièrement électrique offrant de nombreuses possibilités pour faciliter et optimiser la consultation du médecin généraliste et du spécialiste.

Il peut accueillir une charge jusqu'à 205 kg et s'adapte aux patients à mobilité réduite grâce à sa position basse jusqu'à 45 cm.

Description du produit :

Le **divan électrique eMotio plus** à hauteur variable électrique développé par la firme Promotal est un divan très performant, conçu par des professionnels de la santé et du milieu médical.

- Deux position Quick Exam : Paramétrez vos deux positions favorites afin de les mettre en place en 1 impulsion
- En un clique, passez de la position d'accueil à votre position favorite
- La hauteur, l'inclinaison du dossier et le repose-jambes sont ajustables électriquement très simplement
- Hauteur variable : de 45cm à 96cm
- Les roulettes s'activent électriquement
- La position d'examen pédiatrique et gynéco
- Appui-bras convertible
- Appui-jambes convertible
- Appui-tête réglable

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**