

DIVAN D'EXAMEN MIXTE IDUOLYS

Référence 16423



Prix du produit :

3 966,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan d'examen mixte électrique iDuolys** de chez **Promotal** est un divan d'examen polyvalent réglable électriquement en hauteur de 53 à 99 cm avec une commande manuelle.

Les possibilités de réglages des 2 dossiers sont variés avec une inclinaison au choix jusqu'à 110° avec une capacité de charge pouvant aller jusqu'à 250kg.

Description du produit :

- Mouvements électriques : hauteur, dossier central, proclive / déclive
- Dossier extérieur réglable par vérin à gaz
- Hauteur variable de 53 à 99 cm
- Enregistrement de 2 positions 100% paramétrables
- Nombreux coloris disponibles
- Dimensions de la sellerie : larg. 730 x long. 2005 x h. 68 mm
- Poids maximum utilisateur : 250 kg

Garantie : 2 ans.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**