

FAUTEUIL D'EXAMEN BARIATRIQUE SOCLE

Référence 16415



Prix du produit :

8 465,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil d'examen bariatrique** électrique Promotal est le fauteuil de référence pour la consultation de patients en situation d'obésité.

Sa hauteur minimum de 46cm garantit un accueil optimum du patient et son amplitude de 48cm permet un examen médical dans les meilleures conditions.

Description du produit :

Le **fauteuil d'examen bariatrique** est équipée d'une commande par pédale, d'une large sellerie de 81cm et d'une structure lui permettant d'accueillir des patients jusqu'à 385kg.

- Capacité jusqu'à 385kg
- Hauteur variable électrique de 46 à 86cm
- Dossier réglable par vérin électrique
- Procline/Décline
- Commande manuelle ou au pied
- Support rouleau papier (largeur maxi 60cm - ø maxi 15cm)
- Structure acier avec habillage pebble grey

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**