

DIVAN EXAMEN E-KOMPACT STANDARD PROMOTAL

Référence 16802



Prix du produit :

5 860,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Divan d'examen eKompact confortable, et est idéal pour le Gynéco, généraliste, pédiatrie

La position assise permet d'effectuer une grande partie des examens, soit environ 80% et passe aisément en position allongée grâce à l'extension de repose-jambes intégrée.

Description du produit :

Divan d'examen EKOMPACT s'adaptant à la morphologie du patient grâce aux positions favorites mémorisables et ses mouvements autonomes.

En plus de sa position assise, ses rangements et ses étriers escamotables intégrés vous permettent de faire un examen complet sur une table d'1m3.

- Une position d'accueil patient assis à 48 cm
- Des mouvements électriques doux et sécurisés
- Passage de la position examen assise à allongée sans aucun effort grâce à l'extension de repose jambes intégrée
- Une position gynéco avec des étriers escamotables et réglables
- Un bac gynéco ABS (inox en option)
- 2 tiroirs de rangement (1 Tiroir Latéral « Pass Through » & 1 Tiroir Frontal)
- Un porte rouleau grand capacité intégré au dossier (longueur max 50 cm – diamètre 20 cm)
- Aux mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position (selon modèle)
- À la commande intuitive et sa position d'accueil patient déjà paramétrée
- Sellerie sans coutures

- Bac ABS amovible
- Roulettes activables électriquement par contact maintenu (déplacement aisé de la table – uniquement pour le nettoyage)
- Divan tout électrique : Hauteur, dossier
- Enregistrement de 3 positions 100% paramétrables

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Coloris (voir nuancier)

Garantie 2 ans. CE.