

SIÈGE DE LABORATOIRE AVEC DOSSIER SUR ROULETTES PROMOTAL - hauteur 50 à 69 cm

Référence 16842



Prix du produit :

432,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **siège de laboratoire avec dossier sur roulettes PROMOTAL** offre une assise ergonomique réglable et un confort durable pour les postes de travail intensifs. Son assise en mousse haute densité, sa hauteur de **50 à 69 cm** et sa charge maximale de **135 kg** facilitent les gestes précis au quotidien. Existe en plusieurs couleur selleries.

Fabrication Française • Charge maximale 135 kg • Dossier réglable • Hauteur 50 à 69 cm

Description du produit :

Siège de laboratoire PROMOTAL, confort ergonomique au quotidien

Ce siège de laboratoire avec dossier répond aux contraintes des postes techniques où la mobilité et la précision comptent. Le **siège de laboratoire avec dossier sur roulettes PROMOTAL** associe une assise confortable, un dossier réglable et une hauteur de **50 à 69 cm** pour s'adapter aux différentes morphologies.

Son assise en mousse formée haute densité soutient efficacement l'utilisateur pendant les tâches répétitives. Dans un laboratoire d'analyses comme en salle de préparation, les roulettes souples facilitent les déplacements courts autour du plan de travail.

La sellerie sans couture, antibactérienne et M1 non feu simplifie le nettoyage entre deux

utilisateurs. Idéal pour les laboratoires, cabinets médicaux, centres de prélèvement, établissements de soins et professionnels réalisant un travail assis prolongé.

Points forts

- **Ergonomie réglable** : quatre réglages permettent d'ajuster la hauteur d'assise, l'inclinaison du dossier, ainsi que sa hauteur et sa profondeur.
- **Confort longue durée** : l'assise en mousse formée haute densité aide à maintenir une posture stable lors d'un usage intensif.
- **Mobilité fluide** : les roulettes souples accompagnent les déplacements autour d'une paillasse, d'un bureau technique ou d'un poste de soin.
- **Stabilité renforcée** : le piétement 5 branches de **50 cm** de diamètre sécurise l'appui au quotidien.
- **Hygiène facilitée** : la sellerie sans couture et antibactérienne se nettoie rapidement, un atout utile dans les environnements à forte rotation.
- **Structure robuste** : ce modèle supporte une charge maximale de **135 kg**, adaptée à un usage professionnel régulier.

Caractéristiques techniques

Marque : PROMOTAL

Fabricant : PROMOTAL

Type de produit : Siège de laboratoire avec dossier sur roulettes

Hauteur d'assise : 50 à 69 cm

Diamètre du piétement : 50 cm

Charge maximale : 135 kg

Réglages : Hauteur d'assise, inclinaison du dossier, profondeur du dossier, hauteur du dossier

Matériau assise : Mousse formée haute densité

Sellerie : Sans couture, antibactérienne, M1 non feu

Piétement : 5 branches

Déplacement : Sur roulettes souples

Utilisation : Usage intensif

Fabrication : Française

Nuancier disponible : Oui

Fonctionnement : Commande manuelle plate

Garantie : 2 ans

Couleur Selleries : Tomate ; Citron ; Paon ; Saphir ; Bleu Minuit ; Glacier ; Antistatique ; Platine ; Gris ; Fuchsia ; Obscure ; Prune

Normes & sécurité

Fabrication : Française

Sellerie : M1 non feu

Fabricant : PROMOTAL

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Les accessoires tables et divans d'examen améliorent l'organisation du poste de soin autour du siège. Un guéridons médicaux garde les consommables à portée de main pendant les manipulations. Les lampes d'examen renforcent la visibilité lors des gestes précis en cabinet ou en laboratoire.

JJ/26