

FAUTEUIL DE CONSULTATION ORL HYDRAULIQUE

Référence 16864



Prix du produit :

2 549,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le fauteuil de consultation ORL Promotal allie qualité et confort d'usage pour vous et vos patients.

Etudié pour faciliter les examens du nez, de la gorge, de l'oreille grâce à son appui tête ergonomique et réglable, ce fauteuil vous apportera les fonctions essentielles pour l'examen ORL

Description du produit :

Grâce à sa fonction hauteur variable hydraulique et la rotation 360°, le fauteuil ORL Promotal offre une position d'examen idéale pour le praticien et un accueil facile au patient grâce à sa hauteur minimum de 58cm.

- Hauteur variable hydraulique de 58cm à 78cm
- Mouvement du dossier et de repose-jambes combiné (commande bilatérale)
- Rotation 360° avec blocage par pédale
- Appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison avec blocage manuel
- Repose-bras relevables
- Sellerie épaisseur 5cm avec revêtement non-feu M1 et protection antibactérienne
- Socle corolle chromé
- Dossier inclinable par vérin à gaz
- Mouvement du dossier et de la repose jambe combiné
- Sellerie anatomique
- Rotation 360° continue avec blocage par pédale

- Appui tête réglable en hauteur et en inclinaison
- Blocage manuel de l'appui tête
- Sellerie épaisseur 50mm
- Une seule pompe hydraulique pour contrôler tous les mouvements : hauteur, rotation, freinage
- Repose bras relevables
- Hauteur variable 58 à 78cm
- Repose jambe escamotable sous le coussin d'assise
- Capacité jusqu'à 170kg
- Sellerie non feu M1
- Socle circulaire très stable avec antidérapant périphérique
- Colonne hydraulique largement dimensionnée (4cm) pour une grande longévité
- Possibilité d'adapter des housses pour appui bras
- Structure facile à nettoyer
- Revêtement avec protection antibactérienne

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**