

Divan d'examen fixe VOG avec sellerie à bourrelets

Référence 59004



Prix du produit :

976,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **divan d'examen médical** fixe VOG associe une sellerie cousue avec bourrelets de 60 mm, un dossier à autoblocage bilatéral avec déclive 10° et une structure durable pour répondre aux exigences des cabinets et salles de consultation, avec conformité CE classe I et charge utile de 200 kg.

Points forts :

- **Sellerie à bourrelets** pour un meilleur guidage latéral du patient et un accueil confortable en consultation prolongée.
- **Dossier autobloquant** à commande bilatérale avec déclive 10° pour adapter rapidement la position d'examen.
- **Charge 200 kg** et stabilité assurée par 4 patins noirs en polyamide sur piètement métallique.
- **Porte?rouleau** intégré, côté tête ou côté pieds selon série/référence, pour accélérer le re?préparation de la table entre patients.
- Pième?nt en acier rond chromé ou époxy blanc selon modèle, résistant aux chocs/rayures et facile d'entretien quotidien.

Description du produit :

Tableau des caractéristiques du divan d'examen fixe VOG avec sellerie à bourrelets

Marque / Modèle	VOG Médical : Divan fixe 2 plans, sellerie à bourrelets
Hauteur	Hauteur fixe environ 80 cm selon la fiche produit
Largeur sellerie	67 cm (version référencée)
Longueur	190 à 200 cm selon référence/série (variations constatées)
Ssellerie / épaisseur	Sellerie cousue à bourrelets, épaisseur ~60 mm
Densité mousse	? 38 kg/m ³ (selon version)
Réglage dossier	Autoblocage mécanique, commande bilatérale, décline 10°
Structure/piètement	Acier rond chromé ou époxy blanc selon modèle
Stabilité	4 patins noirs réglables en polyamide
Accessoires inclus	Porte?rouleau (côté tête ou pieds selon série)
Options compatibles	Étriers / repose?jambes à commander avec les supports dédiés (références indiquées par le distributeur)
Charge admissible	200 kg
Garantie	3 ans (hors sellerie selon conditions)
Conformité	Dispositif médical CE, classe I, mobilier d'examen
Références proches	0033VOG / 0034VOG mentionnées pour familles voisines chez certains distributeurs

Confort et hygiène

La **sellerie 60 mm** avec bourrelets propose un soutien latéral discret tout en conservant une surface d'accueil moelleuse et homogène pour l'assise et le dossier.

La finition acier chromé ou **époxy** blanc offre une surface lisse simple à essuyer, compatible avec les protocoles d'entretien courants en cabinet.

Usages recommandés

Adapté à la **médecine générale** et aux consultations spécialisées non invasives, avec décline du dossier 10° utile pour certaines manœuvres d'examen.

La charge utile de **200 kg** et les patins réglables renforcent la stabilité, y compris lors d'installations répétées au cours de la journée.

Modèles et options

Choix du piètement en chromé ou époxy blanc, et variantes d'accessoires (étriers,

repose-jambes) à commander avec les références de fixations compatibles, selon la politique du distributeur.

Le positionnement du **porte-rouleau** peut varier selon la série (tête/pieds), à confirmer lors du devis ou de la commande pour correspondre à votre flux de soins.

Conformité et mentions

Dispositif médical CE, classe I, destiné au **mobilier d'examen médical**; lire attentivement la notice et l'étiquetage, et consulter un professionnel de santé en cas de doute.

Garantie 3 ans hors sellerie selon conditions du fabricant/distributeur, accessoires à commander en même temps que le divan pour assurer la compatibilité.

FAQ

La charge de 200 kg est-elle standard??

Oui, la famille de divans fixes référencée indique une charge utile jusqu'à **200 kg**, adaptée à un large éventail de patients en ambulatoire.

Quelle différence entre chromé et époxy blanc??

Les deux finitions sont résistantes et faciles d'entretien; l'**époxy** apporte une protection aux chocs/rayures, le chromé propose un rendu brillant très durable.

Le porte-rouleau est-il toujours côté tête??

Selon les séries et références, le porte-rouleau peut être côté tête ou côté pieds; vérifiez la configuration souhaitée lors du devis.

Peut-on ajouter des étriers ou repose-jambes??

Oui, ils sont disponibles en option et nécessitent de commander les fixations compatibles au même moment pour garantir la bonne adaptation.