

DIVAN À 1 BLOC TIROIRS MOREUIL VOG

Référence 50691



Prix du produit :

1 469,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Un divan d'examen robuste (supporte jusqu'à 200 kg) et pratique. Ses quatre tiroirs fermant à clé permettent au praticien d'accéder facilement à ses instruments pendant la consultation.

Description du produit :

Le divan MOREUIL de VOG possède un bloc de quatre tiroirs fermant à clef, pour faciliter le rangement.

Caractéristiques :

- Bâti en tube carré, époxy blanc.
- Sellerie épaisseur 50 mm avec bourrelets, M1 anti-feu.
- Dossier réglable par vérin pneumatique.
- Commande à droite.
- Porte rouleau de drap d'examen intégré.

Dimension: L 2000 x l 670 x h 800 mm.

Plusieurs coloris au choix, voir nuancier.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

Garantie 3 ans (hors sellerie).

Livré monté. CE.