

Divan d'examen Moreuil avec 1 ou 2 blocs de tiroirs verrouillables

Référence 16612



Prix du produit :

2 278,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan d'examen Moreuil avec 1 ou 2 blocs de tiroirs verrouillables** réunit châssis robuste, sellerie bourrelets 50 mm et 1 à 2 blocs de 4 tiroirs fermant à clé pour un rangement intégré en consultation.

Ses points forts :

- Hauteur fixe à 80 cm, structure acier époxy et charge utile de 200 kg pour une stabilité durable.
- Sellerie tendue 50 mm densité 38 kg/m³, dossier réglable par vérin à gaz pour un positionnement souple.
- 1 ou 2 blocs de 4 tiroirs verrouillables, avec porte-rouleau inclus pour l'hygiène de l'examen.
- Fabrication française, marquage CE et garantie 3 ans hors sellerie pour la conformité clinique.

Description du produit :

Tableau comparatif des configurations 1 ou 2 blocs avec tiroirs verrouillables

Caractéristique	1 bloc 4 tiroirs	2 blocs 4 tiroirs
Hauteur	Hauteur fixe 800 mm	
Structure	Bâti acier époxy, table fixe 2 plans	

Sellerie	Sellerie tendue à bourrelets, épaisseur 50 mm, mousse 38 kg/m ³
Dossier	Réglable par vérin à gaz (commande à droite)
Accessoires de série	Porte?rouleau, capots de protection sous assise/dossier
Capacité de charge	200 kg
Poids appareil	? 80 kg (indicatif) ? 110 kg (indicatif)
Fabrication / conformité	Fabriqué en France, CE, garantie 3 ans hors sellerie

Les tiroirs peuvent être configurés à gauche ou à droite selon l'implantation cabine lors de la commande.

Caractéristiques techniques du divan d'examen Moreuil

Caractéristique	Spécification
Structure	Bâti en tube rectangulaire époxy blanc, table fixe 2 plans
Sellerie	Tendue avec bourrelets, épaisseur 50 mm, mousse densité 38 kg/m ³
Dossier	Réglable par vérin à gaz, commande à droite
Rangement	1 ou 2 blocs de 4 tiroirs verrouillables par clé
Accessoires inclus	Porte?rouleau; capots de protection sous assise et dossier
Capacité/poids	Charge 200 kg; poids selon version (?80 kg 1 bloc, ?110 kg 2 blocs)
Dimensions	
Élément	Mesure
Hors?tout	L 2000 × l 670 × H 800 mm
Dossier	650 × 670 mm
Assise	1300 × 670 mm

Large nuancier sellerie disponible pour harmoniser l'esthétique du cabinet, sur base de revêtements médicaux faciles d'entretien.

Options et accessoires

Option / Accessoire	Description
Étriers	Paire d'étriers inox ou mousse PU; douilles coulissantes dédiées
Trou visage	Perçage sur dossier pour examens spécifiques
Porte?sérum	Douilles + tige 2 crochets simples selon pratique
Protection sellerie	Housse PVC cristal transparent pour hygiène et durabilité
Coussin semi?cylindrique	Largeur 600 mm compatible sellerie 670 mm

Livraison standard en France métropolitaine, options d'installation et de mise en place disponibles selon distributeur.

Mentions légales

Conformité et origine : Dispositif médical avec marquage CE, fabrication française Vog Medical, destination mobilier d'examen.

Garantie : Garantie 3 ans hors sellerie conformément aux pratiques du fabricant et des distributeurs.

Hygiène et entretien : Sellerie et surfaces lisses compatibles avec protocoles de désinfection usuels, à maintenir selon notice.

Livraison : Livraison France métropolitaine, dépôt en RDC, options de livraison/installation sur devis selon sites.