

Divan d'examen électrique Roye 2 Plans - VOG Medical

Référence 16580



Prix du produit :

1 446,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Points forts du divan d'examen électrique 2 plans Roye de VOG Medical :

- Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm facilitant accès patients à mobilité réduite
- Disponible en largeur 67 cm standard ou 80 cm confort pour tous besoins
- Commande au pied ergonomique pour ajustements mains libres pendant consultations
- Dossier réglable par vérin à gaz avec commande bilatérale accessible
- Structure robuste supportant 220 kg en tube rectangulaire époxy blanc
- Sellerie cousue professionnelle épaisseur 40 mm densité 28 kg/m³
- Carter de protection piètement pour hygiène optimale et entretien simplifié
- Garantie fabricant 3 ans (hors sellerie) attestant de la qualité professionnelle

Description du produit :

Description du divan d'examen électrique Roye VOG Medical

Le **divan d'examen électrique Roye 2 plans** incarne la solution professionnelle idéale pour équiper les **cabinets médicaux** avec un équipement fiable alliant technologie, ergonomie et robustesse. Conçu pour répondre aux exigences quotidiennes des **praticiens de santé**, ce

divan de consultation optimise les conditions de travail tout en garantissant confort et sécurité aux patients.

Grâce à sa **hauteur variable électrique** réglable de 490 à 960 mm, cette **table d'examen médicale** s'adapte instantanément à chaque situation clinique. La **commande au pied** permet d'ajuster la hauteur sans interrompre l'**examen médical**, gardant les mains libres pour ausculter en toute sérénité. Cette fonctionnalité facilite considérablement l'installation des **patients à mobilité réduite**, des personnes âgées et des enfants, éliminant le besoin de marchepied et réduisant les risques de chute.

Le **dossier réglable par vérin à gaz** avec commande bilatérale offre une flexibilité totale pour positionner les patients en position semi-assise ou allongée selon les protocoles d'examen. Équipé d'un **moteur électrique classe II** performant et silencieux, ce **divan d'examen professionnel** assure des milliers de cycles sans défaillance, parfait pour les cabinets à forte fréquentation.

Disponible en **deux largeurs** (67 cm et 80 cm), le **divan Roye** s'adapte à vos contraintes d'espace et aux morphologies de votre patientèle. La **sellerie cousue professionnelle** épaisseur 40 mm avec **mousse haute densité 28 kg/m³** garantit un confort durable. La **structure tubulaire rectangulaire** recouverte d'**époxy blanc** résiste parfaitement aux contraintes quotidiennes du milieu médical.

Configurez votre divan Roye

Le **divan d'examen électrique Roye 2 plans** se décline en deux largeurs pour s'adapter précisément à vos besoins :

Largeur 67 cm - Configuration Standard

Configuration polyvalente parfaitement adaptée à la majorité des **cabinets médicaux**. Cette largeur standard optimise l'espace disponible tout en offrant un confort suffisant pour la plupart des patients. Idéale pour les espaces restreints ou les cabinets recherchant une solution compacte efficace. Poids du divan : 80 kg.

Largeur 80 cm - Configuration Confort

Configuration généreuse offrant un espace d'accueil élargi particulièrement apprécié par les patients de toutes morphologies. Cette largeur confort procure un sentiment de sécurité et facilite l'installation des personnes anxieuses, des patients corpulents et des femmes enceintes. Recommandée pour les praticiens souhaitant maximiser le confort de leur patientèle. Poids du divan : 90 kg.

Caractéristiques techniques du divan d'examen électrique Roye VOG Medical

Caractéristique	Largeur 67 cm	Largeur 80 cm

Hauteur variable	490 à 960 mm (49 à 96 cm)	
Charge maximale	220 kg	
Motorisation	1 moteur électrique classe II	
Commande	Pédale au pied ergonomique	
Dimensions dossier	L. 600 × l. 670 mm	L. 600 × l. 800 mm
Dimensions assise	L. 1350 × l. 670 mm	L. 1350 × l. 800 mm
Dimensions hors tout	L. 2000 × l. 670 × H. 490/960 mm	L. 2000 × l. 800 × H. 490/960 mm
Poids du divan	80 kg	90 kg
Usage recommandé	Standard polyvalent, espaces optimisés	Confort accru, patients toutes morphologies

Caractéristiques techniques communes

Caractéristique	Spécification Détaillée
Type de divan	Table d'examen médicale à hauteur variable électrique 2 sections
Fabrication	Fabriqué en France par VOG Medical
Dossier	Réglable par vérin à gaz avec commande bilatérale accessible des deux côtés
Structure porteuse	Bâti en tube rectangulaire acier avec finition époxy blanc haute résistance
Protection piètement	Carter de protection intégré au niveau du piètement pour hygiène optimale
Système stabilisation	4 patins réglables en polyamide noir pour compensation inégalités du sol
Sellerie	Sellerie cousue professionnelle épaisseur 40 mm pour confort durable

Mousse assise et dossier	Mousse haute densité 28 kg/m ³ résistante à la compression intensive
Revêtement sellerie	Vinyle médical antibactérien, résistant aux désinfectants hospitaliers
Accessoire intégré	Porte-rouleau pour drap d'examen médical inclus de série
Garantie	3 ans fabricant hors sellerie (pièces mécaniques et électriques)
Certification conformité	Marquage CE dispositif médical conforme réglementation européenne
Livraison standard	Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir)
Livraison intérieure	RDC ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration
Coloris sellerie	Plusieurs coloris disponibles pour s'harmoniser avec votre cabinet médical

Les Avantages du Divan Roye

Installation

L'installation du **divan d'examen électrique Roye** nécessite un simple branchement électrique standard. Les **4 patins réglables en polyamide** assurent une mise à niveau parfaite sur tout type de sol et compensent les inégalités. Dimensions compactes de 200 cm de longueur parfaitement adaptées aux **cabinets médicaux** de toutes tailles. Le **carter de protection** au piètement facilite l'entretien quotidien.

Confort

La **sellerie cousue professionnelle** de 40 mm avec **mousse haute densité 28 kg/m³** garantit un accueil confortable et durable pour les patients. La **hauteur variable électrique** (49-96 cm) prévient les troubles musculo-squelettiques du praticien en optimisant la position de travail lors des **examens cliniques** répétitifs. Le **dossier réglable** permet de positionner le patient selon les besoins de l'examen. Les deux largeurs disponibles s'adaptent aux morphologies des patients.

Hygiène

Le **revêtement vinyle médical** résiste parfaitement aux protocoles de désinfection stricts appliqués en milieu médical. Surface lisse non poreuse empêchant la prolifération bactérienne et

facilitant le nettoyage. Le **carter de protection** au piètement facilite l'entretien quotidien et empêche l'accumulation de salissures. Le **revêtement époxy blanc** du châssis supporte les produits de nettoyage. Nettoyage simple à l'eau savonneuse pour une **hygiène irréprochable** entre chaque consultation.

Sécurité

Hauteur minimale de 49 cm éliminant les risques de chute pour les **personnes âgées** et **patients à mobilité réduite**. **Structure renforcée** en tubes rectangulaires supportant **220 kg** sans fléchir ni se déformer. **Moteur électrique classe II** avec systèmes de sécurité intégrés prévenant tout mouvement intempestif ou involontaire. Les **4 patins réglables** garantissent une stabilité absolue pendant l'examen.

Accessibilité Patients / Praticité au Quotidien

Conformité aux normes d'**accessibilité PMR** pour établissements recevant du public. La **commande au pied** libère les mains du praticien pour accompagner le patient en toute sécurité pendant les ajustements de hauteur. Le **porte-rouleau intégré** optimise le flux de consultations entre chaque patient sans compromettre l'hygiène. La **largeur 80 cm** facilite particulièrement l'installation des patients anxieux ou de forte corpulence. Le **dossier à commande bilatérale** permet un ajustement depuis les deux côtés du divan.

Pour Quels Professionnels et Applications

Solution idéale pour **médecins généralistes, cardiologues, dermatologues, rhumatologues, pédiatres, gériatres**, centres de santé pluridisciplinaires, maisons médicales et cabinets de groupe. La **version 67 cm** convient aux espaces optimisés et patientèle standard. La **version 80 cm** est recommandée pour les praticiens accueillant une patientèle diversifiée incluant patients corpulents. Applications : **examens médicaux** généraux, auscultations cardio-pulmonaires, palpations abdominales, examens dermatologiques corps entier, consultations de contrôle, bilans de santé et médecine préventive.

Guide de Choix de Largeur

Optez pour la Largeur 67 cm si

- Votre cabinet médical dispose d'un espace optimisé ou restreint
- Vous recherchez une configuration standard polyvalente et économique
- Votre patientèle est majoritairement de morphologie standard
- Vous souhaitez minimiser l'encombrement tout en conservant toutes fonctionnalités
- Vous privilégiez le rapport qualité-prix optimal

Optez pour la Largeur 80 cm si

- Vous souhaitez offrir un confort optimal à tous vos patients
- Votre patientèle comprend des personnes de forte corpulence

- Vous accueillez des patients anxieux appréciant un espace rassurant
- Vous consultez des femmes enceintes nécessitant plus d'espace
- Vous souhaitez maximiser le confort psychologique de vos patients
- Votre cabinet dispose d'un espace suffisant (largeur passages et portes)

Options et Accessoires Disponibles

Personnalisez votre **divan d'examen Roye** avec les options suivantes :

- **Roulettes escamotables** pour mobilité dans le cabinet
- **Accoudoirs rabattables** facilitant installation patients
- **Repose-jambes articulé** pour confort prolongé
- **Support porte-sérum** avec fixation
- **Protection PVC cristal** pour sellerie
- **Coussin semi-cylindrique** pour positionnements spécifiques
- **Barrières de sécurité** latérales rabattables

Mentions Légales

Dénomination : Divan d'examen électrique 2 plans Roye VOG Medical - Largeurs 67 cm et 80 cm

Destination : Dispositif médical pour **examen médical** dans les **cabinets médicaux**, cliniques, centres de santé et établissements hospitaliers. Réservé aux **professionnels de santé** qualifiés et habilités.

Fabricant : VOG Medical - Fabricant français spécialisé en mobilier médical professionnel

Instructions : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif. Respecter scrupuleusement les consignes de montage, d'utilisation et d'entretien. Vérifier la stabilité des patins avant chaque utilisation.

Conformité : Ce **dispositif médical** porte le **marquage CE** attestant de sa conformité à la réglementation européenne applicable.

Garantie : **3 ans** fabricant sur pièces mécaniques et électriques (hors sellerie soumise à usure normale).

Livraison : Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir). Livraison avec portage en rez-de-chaussée ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration et poids (80 ou 90 kg).

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement. Solvants strictement proscrits pour préserver le revêtement vinyle et époxy.

Consignes de prudence : En cas de doute sur l'utilisation, consulter un professionnel de santé

qualifié ou le service technique VOG Medical.