

Divan d'examen électrique 3 Plans Roye - Vog Medical

Référence 16582



Prix du produit :

2 261,67 € taxe inclu

Description brève du produit :

Points forts du divan d'examen électrique 3 plans Roye de VOG Medical :

- Configuration transformable instantanément en fauteuil gynécologique complet
- Disponible en largeur 67 cm standard ou 80 cm confort pour tous besoins
- Triple section articulée : dossier, partie centrale et assise réglables indépendamment
- Réglage électrique en hauteur de 56 à 96 cm activé par commande au pied
- Dossier et partie centrale à vérin à gaz pour positionnement précis patiente
- Cuvette inox incluse de série pour examens gynécologiques
- Douilles coulissantes intégrées pour fixation étriers ou repose-jambes
- Garantie fabricant 3 ans (hors sellerie) usage professionnel intensif

Description du produit :

Description du divan d'examen électrique Roye 3 plans VOG Medical

Le **divan d'examen électrique 3 plans Roye** incarne une solution polyvalente exceptionnelle pour les **praticiens de médecine générale** réalisant également des **consultations**

gynécologiques. Cette **table d'examen mixte** combine les fonctionnalités d'un divan classique avec la capacité de se transformer instantanément en **fauteuil gynécologique professionnel**, offrant ainsi une flexibilité maximale dans un seul équipement optimisant l'investissement pour les cabinets polyvalents.

Sa conception innovante à **trois sections indépendantes** permet d'adapter la configuration selon les besoins cliniques. En position horizontale, il fonctionne comme un **divan d'examen médical** traditionnel pour les consultations générales. En relevant la **partie centrale motorisée par vérin à gaz** commandée par câble manuel (configurable à gauche ou à droite selon vos préférences) et en installant les étrières dans les **douilles coulissantes** prévues, il se convertit en un véritable **fauteuil d'examen gynécologique** complet en quelques secondes, sans nécessiter de matériel supplémentaire.

Le système de **hauteur variable électrique** couvrant une amplitude de 560 à 960 mm s'actionne via une **pédale au pied** intuitive, permettant des ajustements sans interrompre l'examen. Le **dossier réglable par vérin à gaz** avec commande bilatérale offre un positionnement précis de la patiente entre position allongée et semi-assise. L'**assise relevable** se règle manuellement pour une ergonomie optimale lors de la transformation en configuration gynécologique.

Disponible en **deux largeurs** (67 cm et 80 cm), le **divan Roye 3 plans** s'adapte à vos contraintes d'espace et aux morphologies de votre patientèle gynécologique. Équipé d'un **moteur électrique classe II** silencieux et durable, ce **divan polyvalent** inclut de série une **cuvette en inox** pour les examens gynécologiques et un **porte-rouleau** fixé derrière le dossier. La **sellerie plate professionnelle** épaisseur 40 mm avec **mousse haute densité 28 kg/m³** garantit confort durable. Fabriqué en France par VOG Medical, il garantit une qualité professionnelle éprouvée.

Configurez votre Divan Roye 3 Plans

Le **divan d'examen électrique Roye 3 plans** se décline en deux largeurs pour s'adapter précisément à vos besoins gynécologiques :

Largeur 67 cm - Configuration Standard

Configuration polyvalente parfaitement adaptée à la majorité des **cabinets médicaux** pratiquant la gynécologie occasionnelle. Cette largeur standard optimise l'espace disponible tout en offrant un confort suffisant pour les examens gynécologiques courants. Idéale pour les espaces restreints ou les cabinets de médecine générale avec activité gynécologique complémentaire. Poids du divan : 80 kg.

Largeur 80 cm - Configuration Confort

Configuration généreuse offrant un espace d'accueil élargi particulièrement apprécié lors des **examens gynécologiques**. Cette largeur confort procure un sentiment de sécurité et facilite l'installation des patientes anxieuses, des femmes enceintes et des patientes de toutes morphologies. Recommandée pour les **gynécologues, sages-femmes** et praticiens avec activité gynécologique intensive. Poids du divan : 90 kg.

Caractéristiques techniques du divan d'examen électrique Roye 3 plans VOG Medical

Caractéristique	Largeur 67 cm	Largeur 80 cm
Hauteur variable	560 à 960 mm (56 à 96 cm)	
Charge maximale	220 kg	
Motorisation	1 moteur électrique classe II	
Commande	Pédale au pied ergonomique	
Nombre de plans	3 plans (dossier + partie centrale + assise)	
Dimensions dossier	L. 600 × l. 670 mm	L. 600 × l. 800 mm
Dimensions partie centrale	L. 850 × l. 670 mm	L. 850 × l. 800 mm
Dimensions assise	L. 440 × l. 670 mm	L. 440 × l. 800 mm
Dimensions hors tout	L. 2000 × l. 670 × H. 560/960 mm	L. 2000 × l. 800 × H. 560/960 mm
Poids du divan	80 kg	90 kg
Usage recommandé	Médecine générale + gynéco occasionnelle	Gynéco intensive, sages-femmes, confort optimal

Caractéristiques techniques communes

Caractéristique	Spécification Détaillée
Type de divan	Table d'examen mixte convertible gynécologique 3 sections à hauteur variable électrique
Usage médical	Médecine générale et consultations gynécologiques spécialisées
Fabrication	Fabriqué en France par VOG Medical
Dossier	Réglable par vérin à gaz avec commande bilatérale accessible des deux côtés

Partie centrale	Relevable et réglable par vérin à gaz avec commande manuelle par câble (gauche ou droite)
Assise	Relevable et réglable manuellement pour configuration fauteuil gynécologique
Structure porteuse	Bâti en tube rectangulaire acier avec finition époxy blanc haute résistance
Protection piètement	Carter de protection intégré au niveau du piètement pour hygiène optimale
Système stabilisation	4 patins réglables en polyamide noir pour compensation inégalités du sol
Sellerie	Sellerie plate cousue professionnelle épaisseur 40 mm pour confort durable
Mousse assise et dossier	Mousse haute densité 28 kg/m ³ résistante à la compression intensive
Revêtement sellerie	Vinyle médical antibactérien, résistant aux désinfectants gynécologiques
Accessoires intégrés	Porte-rouleau fixé derrière dossier + Cuvette inox + Douilles coulissantes pour étrières
Cuvette gynécologique	Cuvette en acier inoxydable amovible incluse de série
Douilles coulissantes	Prévues pour fixation étrières inox ou repose-jambes (vendus séparément en option)
Garantie	3 ans fabricant hors sellerie (pièces mécaniques et électriques)
Certification conformité	Marquage CE dispositif médical conforme réglementation européenne
Livraison standard	Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir)
Livraison intérieure	RDC ou étages disponible sur devis

	personnalisé selon configuration
Coloris sellerie	Plusieurs coloris disponibles pour s'harmoniser avec votre cabinet médical

Les avantages du divan électrique Roye 3 Plans

Installation

L'installation du **divan d'examen 3 plans électrique Roye** nécessite uniquement un branchement électrique standard. Les **4 patins ajustables en polyamide** assurent une stabilité parfaite sur tous types de sols. Possibilité d'équiper le divan de **roulettes escamotables** diamètre 80 mm en option pour faciliter les déplacements dans le **cabinet médical**. Configuration du câble de commande de la partie centrale à gauche ou à droite selon vos habitudes ergonomiques.

Confort

La **sellerie plate cousue** de 40 mm d'épaisseur avec **mousse haute densité 28 kg/m³** garantit un confort prolongé pendant les **examens gynécologiques**. La **hauteur variable électrique** (56-96 cm) optimise la posture du praticien et prévient la fatigue lors des consultations gynécologiques répétées. Les **trois sections indépendantes** permettent un positionnement anatomique précis de la patiente. La **largeur 80 cm** offre un confort psychologique rassurant pour les patientes anxieuses.

Hygiène

Le **revêtement vinyle médical** résiste parfaitement aux protocoles de désinfection gynécologique stricts. La **cuvette en inox amovible** facilite le nettoyage après chaque **examen gynécologique**. Le **carter de protection** du piètement empêche l'accumulation de salissures. Surface lisse non poreuse garantissant une **hygiène irréprochable** conforme aux normes hospitalières et gynécologiques. Nettoyage simple à l'eau savonneuse entre chaque consultation.

Sécurité

Hauteur minimale de 56 cm facilitant l'accès des patientes à mobilité réduite et **femmes enceintes**. **Structure renforcée** supportant **220 kg** en toute sécurité. Le **moteur électrique classe II** intègre des systèmes de sécurité certifiés. Les **vérins à gaz** du dossier et de la partie centrale offrent un contrôle précis des mouvements sans risque de blocage ou de chute brutale.

Accessibilité Patients / Praticité au Quotidien

La **transformation rapide** de divan classique en **fauteuil gynécologique** optimise l'utilisation de l'espace dans les **cabinets polyvalents**. La **commande au pied** libère les mains du praticien pendant les manœuvres. Les **douilles coulissantes** permettent un positionnement ajustable des étrières selon la morphologie de chaque patiente. Un seul équipement pour deux usages maximise l'investissement. Le **porte-rouleau intégré** optimise le flux entre consultations

générales et gynécologiques.

Pour Quels Professionnels et Applications

Solution idéale pour **médecins généralistes** effectuant des **consultations gynécologiques, gynécologues** en cabinet libéral, **sages-femmes** libérales, centres de santé pluridisciplinaires, centres de planning familial, maisons médicales et cabinets de groupe. La **version 67 cm** convient aux médecins généralistes avec activité gynécologique occasionnelle. La **version 80 cm** est recommandée pour les gynécologues, sages-femmes et praticiens avec forte activité gynécologique. Applications : **examens gynécologiques** complets, consultations prénatales et post-natales, pose de dispositifs intra-utérins, frottis cervico-vaginaux, examens de suivi gynécologique, consultations de médecine générale en configuration divan standard et bilans de santé féminins.

Guide de choix de largeur

Optez pour la Largeur 67 cm si

- Vous êtes médecin généraliste pratiquant la gynécologie occasionnellement
- Votre cabinet médical dispose d'un espace optimisé ou restreint
- Vous recherchez une configuration standard polyvalente et économique
- Votre activité gynécologique représente moins de 30% des consultations
- Vous souhaitez minimiser l'encombrement tout en conservant la fonction gynéco

Optez pour la Largeur 80 cm si

- Vous êtes gynécologue ou sage-femme avec activité gynécologique intensive
- Vous souhaitez offrir un confort optimal lors des examens gynécologiques
- Votre patientèle comprend des femmes enceintes nécessitant plus d'espace
- Vous accueillez des patientes anxieuses appréciant un espace rassurant
- Vous souhaitez maximiser le confort psychologique pendant les examens intimes
- Votre cabinet dispose d'un espace suffisant (largeur passages et portes)
- Votre activité gynécologique représente plus de 50% des consultations

Options et accessoires disponibles

Personnalisez votre **divan d'examen 3 plans Roye** avec les options suivantes (à commander avec le divan) :

- **Roulettes escamotables** diamètre 80 mm pour déplacement facilité
- **Paire d'étriers inox** pour examens gynécologiques professionnels
- **Paire d'étriers en mousse polyuréthane** noir pour confort accru patiente
- **Paire d'étriers avec système de rotules** pour ajustement multi-angles
- **Dossier électrique** avec commande manuelle (motorisation supplémentaire)
- **Commande périphérique** pour réglage hauteur alternative
- **Support porte-sérum** avec 2 crochets simples

- **Paire de douilles pour porte-sérum**
- **Barrières rabattables** sécurité patient latérales
- **Protection cristal transparente** PVC intégrale ou partielle

Mentions Légales

Dénomination : Divan d'examen électrique 3 plans Roye VOG Medical - Largeurs 67 cm et 80 cm

Destination : Dispositif médical mixte pour **examens médicaux** généraux et **consultations gynécologiques** dans les **cabinets médicaux**, centres de santé, centres de planning familial et établissements hospitaliers. Réservé aux **professionnels de santé** qualifiés et habilités.

Fabricant : VOG Medical - Fabricant français spécialisé en mobilier médical gynécologique professionnel

Instructions : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif. Respecter scrupuleusement les consignes de montage, d'utilisation, de transformation en configuration gynécologique et d'entretien. Vérifier le bon positionnement des accessoires gynécologiques avant chaque utilisation. Préciser lors de la commande la position souhaitée du câble de commande (gauche ou droite).

Conformité : Ce **dispositif médical** porte le **marquage CE** attestant de sa conformité à la réglementation européenne des dispositifs médicaux gynécologiques.

Garantie : **3 ans** fabricant sur pièces mécaniques et électriques (hors sellerie soumise à usure normale liée à l'utilisation intensive).

Fabrication : Fabriqué en France par VOG Medical, spécialiste du mobilier médical professionnel depuis plusieurs décennies.

Livraison : Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir). Livraison avec portage en rez-de-chaussée ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration et poids (80 ou 90 kg).

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement. Solvants strictement proscrits pour préserver les revêtements vinyle et époxy. Désinfecter la cuvette inox après chaque **examen gynécologique** conformément aux protocoles d'hygiène.

Consignes de prudence : En cas de doute sur l'utilisation ou la transformation en configuration gynécologique, consulter un professionnel de santé qualifié ou le service technique VOG Medical.