

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE CAIX 2 PLANS VOG

Référence 50701



Prix du produit :

1 401,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Disponible en plus de 75 coloris, ce **divan d'examen électrique** polyvalent de **Vog** possède une commande pneumatique au pied et peut être optimisé par diverses options telles que des roulettes escamotables ou encore des étaux et étriers pour servir de **divan gynécologique** !

Description du produit :

Table à élévation électrique de 520 mm à 920 mm :

- Déplacement de 200 mm.
- Commande pneumatique au pied.
- Bâti en tube rectangulaire, époxy blanc.
- Sellerie épaisseur 40 mm, non feu classe M1.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Porte rouleau de drap d'examen intégré au pied.
- Roulettes escamotables (option).
- Étriers et étaux (option).

Dimensions : L 200 cm x l 67 x H 52 à 92 cm.

Charge maximale : 220 kg.

Garantie 3 ans (hors sellerie), CE.

*** Livraison gratuite au RDC sans marches, pour la livraison en étage : tarif sur devis**