

Divan d'examen électrique 3 plans Caix de VOG Medical

Référence 16585



Prix du produit :

2 412,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Points forts du divan d'examen électrique 3 plans Caix de VOG Medical :

- Configuration polyvalente 3 sections transformable instantanément en fauteuil gynécologique
- Disponible en largeur 67 cm standard ou 80 cm confort pour tous besoins gynéco
- Motorisation électrique silencieuse avec amplitude de réglage 56 à 96 cm
- Dossier et partie centrale ajustables indépendamment par vérins à gaz performants
- Assise relevable manuellement pour positionnement gynécologique complet
- Bassin gynécologique en inox amovible inclus de série
- Douilles coulissantes pré-installées pour fixation rapide des étrières
- Fabrication française VOG Medical Caix avec garantie 3 ans (sellerie exclue)

Description du produit :

Description du divan d'examen électrique Caix 3 plans VOG Medical

Le divan d'examen électrique 3 plans Caix incarne la solution optimale pour les **praticiens de médecine générale** effectuant régulièrement des **consultations gynécologiques**. Fabriqué en

France par VOG Medical dans son usine de Caix en Picardie (Somme), ce **divan médical polyvalent** combine l'efficacité d'une table d'examen classique avec les fonctionnalités complètes d'un **fauteuil gynécologique professionnel**, optimisant ainsi l'investissement pour les **cabinets mixtes**.

Sa conception sophistiquée à **trois sections articulées indépendamment** autorise une transformation fluide entre mode consultation générale et configuration gynécologique complète. En position horizontale, il fonctionne comme un **divan d'examen médical** standard pour les protocoles courants. En relevant la **section centrale par vérin à gaz** commandée par câble manuel (configurable côté gauche ou droit selon vos préférences ergonomiques) et en relevant l'**assise ajustable manuellement**, puis en installant les étriers dans les **douilles coulissantes**, il devient un **équipement gynécologique fonctionnel** en moins d'une minute.

Le système de **variation électrique de hauteur** s'étendant de 560 à 960 mm se pilote via une **commande pédale au sol** ergonomique et réactive. Cette interface libère les mains du **praticien de santé** pour accompagner la patiente en toute sécurité pendant les ajustements. Le **dossier modulable par vérin à gaz** avec actionneurs bilatéraux permet un positionnement angulaire précis entre position allongée et semi-assise selon les protocoles d'examen.

Disponible en **deux largeurs** (67 cm et 80 cm), le **divan Caix 3 plans** s'adapte à vos contraintes d'espace et aux morphologies de votre patientèle gynécologique. Équipé d'un **moteur électrique classe II** ultra-silencieux et durable, ce **divan polyvalent** comprend en équipement standard une **cuvette gynécologique en inox** amovible facilitant l'hygiène et un **double porte-rouleau** fixé sur le dossier et la partie centrale. La **structure tubulaire rectangulaire** protégée par **finition époxy blanche** garantit une résistance exceptionnelle aux contraintes quotidiennes du milieu médical intensif.

Configurez votre divan Caix 3 Plans

Le **divan d'examen électrique Caix 3 plans** se décline en deux largeurs pour s'adapter précisément à vos besoins gynécologiques :

Largeur 67 cm - Configuration standard

Configuration polyvalente parfaitement adaptée aux **cabinets médicaux** de médecine générale pratiquant la gynécologie de proximité. Cette largeur standard optimise l'espace disponible tout en offrant un confort suffisant pour les **examens gynécologiques** courants. Idéale pour les espaces restreints ou les cabinets avec activité gynécologique complémentaire à la médecine générale. Permet une transformation rapide entre les deux modes d'utilisation. Poids du divan : 80 kg.

Largeur 80 cm - Configuration confort

Configuration généreuse offrant un espace d'accueil élargi particulièrement apprécié lors des **examens gynécologiques** et suivis de grossesse. Cette largeur confort procure un sentiment de sécurité psychologique et facilite l'installation des patientes anxieuses, des **femmes enceintes** et

des patientes de toutes morphologies. Recommandée pour les **gynécologues-obstétriciens**, **sages-femmes libérales** et praticiens avec activité gynécologique intensive nécessitant confort maximal. Poids du divan : 90 kg.

Caractéristiques techniques du divan d'examen électrique Caix 3 plans VOG Medical

Caractéristique	Largeur 67 cm	Largeur 80 cm
Hauteur variable	560 à 960 mm (56 à 96 cm)	
Charge maximale	220 kg	
Nombre de plans	3 plans (dossier + partie centrale + assise)	
Motorisation	1 moteur électrique classe II	
Accessoires gynéco inclus	Cuvette inox + Douilles coulissantes + Double porte-rouleau	
Dimensions dossier	L. 600 × l. 670 mm	L. 600 × l. 800 mm
Dimensions partie centrale	L. 850 × l. 670 mm	L. 850 × l. 800 mm
Dimensions assise	L. 440 × l. 670 mm	L. 440 × l. 800 mm
Dimensions hors tout	L. 2000 × l. 670 × H. 560/960 mm	L. 2000 × l. 800 × H. 560/960 mm
Poids du divan	80 kg	90 kg
Usage recommandé	Médecine générale + gynéco proximité	Gynéco intensive, sages-femmes, confort optimal

Caractéristiques techniques communes

Caractéristique	Spécification Détaillée
Type de divan	Table d'examen polyvalente convertible gynécologique 3 sections à hauteur variable électrique
Fabrication	Fabriqué en France par VOG Medical à Caix (Somme, Picardie)

Usage médical	Médecine générale et consultations gynécologiques spécialisées
Commande hauteur	Pédale au pied ergonomique pour ajustement mains libres
Dossier	Réglable par vérin à gaz avec commande bilatérale accessible des deux côtés
Partie centrale	Relevable et réglable par vérin à gaz avec commande manuelle par câble (gauche ou droite)
Assise	Relevable et réglable manuellement pour configuration fauteuil gynécologique
Structure porteuse	Bâti en tubes rectangulaires acier avec finition époxy blanc haute résistance
Protection piètement	Carter de protection intégré au niveau du piètement pour hygiène optimale
Système stabilisation	4 patins réglables en polyamide noir pour compensation inégalités du sol
Sellerie	Sellerie plate cousue professionnelle épaisseur 40 mm pour confort durable
Mousse assise et dossier	Mousse haute densité 28 kg/m ³ résistante à la compression intensive
Revêtement sellerie	Vinyle médical antibactérien, résistant aux désinfectants gynécologiques
Accessoires intégrés	Double porte-rouleau (dossier + partie centrale) + Cuvette inox + Douilles coulissantes
Cuvette gynécologique	Cuvette en acier inoxydable amovible incluse de série
Douilles coulissantes	Pré-installées pour fixation étriers inox ou repose-jambes (vendus séparément en option)

Garantie	3 ans fabricant hors sellerie (pièces mécaniques et électriques)
Certification conformité	Marquage CE dispositif médical classe 1 conforme réglementation européenne
Production	Fabriqué sur commande avec délai selon planning de production
Livraison standard	Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir)
Livraison intérieure	RDC ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration
Coloris sellerie	Nombreux coloris disponibles pour personnaliser votre cabinet médical

Les avantages du divan Caix 3 Plans

Installation

L'installation du **divan d'examen 3 plans électrique Caix** nécessite uniquement un raccordement électrique standard. Les **4 patins ajustables en polyamide** assurent une stabilisation parfaite sur tous types de sols. Possibilité d'adjoindre des **roulettes escamotables** diamètre 80 mm en option pour faciliter les déplacements dans le **cabinet médical** sans sollicitation physique. Configuration du câble de commande de la partie centrale à gauche ou à droite selon vos habitudes ergonomiques personnelles.

Confort

La **sellerie plate cousue professionnelle** de 40 mm d'épaisseur avec **mousse ferme densité 28 kg/m³** garantit un excellent maintien pendant les **examens gynécologiques** prolongés. La **hauteur variable électrique** (56-96 cm) optimise la posture du praticien et prévient les troubles musculo-squelettiques lors des **actes gynécologiques** répétitifs. Les **trois sections indépendantes** permettent un positionnement anatomique précis et confortable pour la patiente. La **largeur 80 cm** offre un confort psychologique rassurant particulièrement apprécié lors des examens intimes.

Hygiène

Le **revêtement époxy blanc** du châssis résiste parfaitement aux protocoles de désinfection gynécologique stricts appliqués après chaque consultation. La **cuvette inox amovible** se nettoie séparément après chaque **examen gynécologique** conformément aux normes d'hygiène. Le **vinyle médical antibactérien** supporte les désinfectants hospitaliers concentrés spécifiques à la gynécologie. Le **carter protecteur** au piètement facilite l'entretien régulier. Surface imperméable

non poreuse garantissant une **hygiène irréprochable** conforme aux normes gynécologiques et hospitalières.

Sécurité

Hauteur minimale de 56 cm facilitant l'accès des patientes à mobilité réduite et **femmes enceintes**. **Structure renforcée** en tubes rectangulaires supportant **220 kg** sans déformation même lors des transformations gynécologiques. **Moteur électrique classe II** avec systèmes de sécurité intégrés prévenant toute activation involontaire. Les **vérins à gaz** du dossier et de la partie centrale offrent un contrôle millimétré des ajustements sans à-coup ni risque de chute brutale.

Accessibilité patients / Praticité au quotidien

La **transformation rapide** entre mode consultation générale et **configuration gynécologique** (moins d'une minute) maximise la rentabilité de l'équipement dans les **cabinets mixtes**. La **commande pédale** maintient les mains disponibles pour accompagner la patiente en toute sécurité. Les **douilles coulissantes** autorisent un ajustement précis des étrières selon la morphologie individuelle de chaque patiente. Le **double porte-rouleau** sur dossier et partie centrale optimise l'hygiène entre consultations générales et gynécologiques. Un seul équipement pour deux usages optimise l'investissement médical.

Pour quels professionnels et applications

Équipement privilégié pour **médecins généralistes** pratiquant la gynécologie de proximité, **gynécologues-obstétriciens** en exercice libéral, **sages-femmes libérales**, centres de santé féminins, centres de planification familiale, maisons de santé pluriprofessionnelles et **cabinets médicaux polyvalents**. La **version 67 cm** convient aux médecins généralistes avec activité gynécologique complémentaire. La **version 80 cm** est recommandée pour gynécologues, sages-femmes et praticiens avec forte activité gynécologique nécessitant confort maximal. Applications : **consultations gynécologiques** complètes, suivis de grossesse prénataux, examens gynécologiques de dépistage, insertions de dispositifs contraceptifs intra-utérins, prélèvements cervicaux et cervico-vaginaux, examens post-partum, consultations de médecine générale en configuration divan standard et bilans de santé féminins complets.

Guide de choix de largeur

Optez pour la largeur 67 cm si

- Vous êtes médecin généraliste pratiquant la gynécologie occasionnellement ou en complément
- Votre cabinet médical dispose d'un espace optimisé ou restreint
- Vous recherchez une configuration standard polyvalente et économique
- Votre activité gynécologique représente moins de 30% des consultations totales
- Vous souhaitez minimiser l'encombrement tout en conservant la fonction gynécologique complète

- Votre patientèle gynécologique est majoritairement de morphologie standard

Optez pour la largeur 80 cm si

- Vous êtes gynécologue-obstétricien ou sage-femme avec activité gynécologique intensive
- Vous souhaitez offrir un confort optimal lors des examens gynécologiques intimes
- Votre patientèle comprend de nombreuses femmes enceintes nécessitant plus d'espace
- Vous accueillez des patientes anxieuses appréciant un espace rassurant pendant examens
- Vous souhaitez maximiser le confort psychologique pendant les examens gynécologiques
- Votre cabinet dispose d'un espace suffisant (largeur passages et portes)
- Votre activité gynécologique représente plus de 50% des consultations
- Vous privilégiez le confort et la sérénité des patientes pendant actes gynéco

Options et accessoires disponibles

Personnalisez votre **divan d'examen 3 plans Caix** avec les options suivantes :

- **Roulettes escamotables** diamètre 80 mm pour mobilité facilitée
- **Jeu de 4 roulettes** diamètre 100 mm à frein (hauteur modifiée +8 cm)
- **Trou visage** pour pratiques ostéopathiques complémentaires
- **Paire d'étriers gynécologiques en inox** professionnels
- **Paire d'étriers en mousse polyuréthane** noir confort supérieur patiente
- **Paire d'étriers avec système de rotules** ajustables multi-angles
- **Dossier électrique motorisé** avec commande manuelle (2e moteur)
- **Commande périphérique** pour réglage hauteur complémentaire
- **Batterie autonome** (durée max 24h / 50 cycles)
- **Support porte-sérum** avec double crochet
- **Paire de douilles pour porte-sérum**
- **Barrières rabattables** sécurité latérales
- **Protection cristal transparente** PVC intégrale
- **Rail avec douille coulissante** (paire) pour porte-sérum/appui-bras
- **Commande manuelle 2 touches** (alternative pédale)

Mentions légales

Dénomination : Divan d'examen électrique 3 plans Caix VOG Medical (1 moteur) - Largeurs 67 cm et 80 cm

Destination : Dispositif médical polyvalent pour **consultations médicales générales** et **examens gynécologiques** dans les **cabinets médicaux**, centres de consultation, centres de planification familiale et structures de santé. Usage réservé aux **professionnels de santé** diplômés et habilités à pratiquer des examens gynécologiques.

Fabricant : VOG Medical Darkiewicz - Fabricant français spécialisé en mobilier gynécologique professionnel situé à Caix (Somme, Picardie)

Instructions : Consulter attentivement la notice d'utilisation complète fournie avec le dispositif. Respecter scrupuleusement les consignes de montage, d'utilisation, de transformation en configuration gynécologique et d'entretien spécifique. Vérifier systématiquement le verrouillage et le bon positionnement des accessoires gynécologiques avant chaque utilisation. Préciser impérativement lors de la commande la position souhaitée du câble de commande de la partie centrale (gauche ou droite).

Consignes de prudence : En cas d'interrogation concernant l'utilisation, la transformation en configuration gynécologique ou l'entretien, consulter un professionnel de santé qualifié ou contacter le service technique VOG Medical.

Conformité : Ce **dispositif médical** de classe 1 est un produit de santé réglementé portant le **marquage CE** attestant de sa conformité à la réglementation européenne applicable aux dispositifs médicaux gynécologiques.

Garantie : 3 ans constructeur couvrant les composants mécaniques et électriques incluant le moteur et les vérins à gaz (revêtement exclu de la garantie en raison de l'usure normale liée à l'utilisation intensive).

Production : Divan fabriqué sur commande dans l'usine VOG Medical de Caix selon planning de production. Livrable uniquement en France métropolitaine.

Livraison : Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir). Livraison avec portage en rez-de-chaussée ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration des lieux et poids (80 ou 90 kg selon largeur).

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement. Solvants strictement proscrits pour préserver les revêtements vinyle et époxy. Désinfecter la **cuvette inox** après chaque **examen gynécologique** conformément aux protocoles d'hygiène gynécologiques stricts.