

Divan d'examen électrique Vimeu Proclive Déclive - 300 kg VOG Medical

Référence 16587



Prix du produit :

2 073,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Points forts du divan d'examen électrique 2 plans Vimeu de VOG Medical :

- Capacité de charge exceptionnelle de 300 kg accueillant patients de toutes morphologies
- Fonction proclive/déclive complète du divan (+15°/-15°) et du dossier (+65°/-25°)
- Double motorisation électrique (2 moteurs) pilotée par commande manuelle ergonomique
- Disponible en largeur 67 cm ou 80 cm pour s'adapter à tous besoins
- Choix entre version sur patins fixes ou avec roulettes escamotables
- Sellerie plate haute densité 38 kg/m³ maintien exceptionnel patients corpulents
- Débord automatique de 10-15 cm facilitant accès praticien
- Fabrication française VOG Medical garantie 3 ans (hors sellerie)

Description du produit :

Description du divan d'examen électrique Vimeu Proclive / Déclive de VOG Medical

Le **divan d'examen électrique 2 plans Vimeu** incarne l'excellence du savoir-faire français en matière de **mobilier médical haute capacité**. Fabriqué en France par VOG Medical dans son usine picarde, ce **divan médical proclive/déclive** se distingue par sa **capacité de charge remarquable de 300 kg**, l'une des plus élevées du marché, permettant aux **professionnels de santé** d'offrir des soins de qualité à une patientèle diversifiée incluant les **patients en surpoids** ou atteints d'obésité, sans nécessiter d'équipement bariatrique spécialisé supplémentaire.

La caractéristique majeure du **divan Vimeu** réside dans sa **fonction proclive/déclive** opérant sur l'ensemble de sa structure. Le divan complet peut s'incliner de **+15° à -15°** permettant d'adopter la **position de Trendelenburg** (tête en bas, pieds surélevés) ou la position de Trendelenburg inverse (tête en haut), facilitant de nombreux protocoles médicaux spécifiques en cardiologie, médecine vasculaire et situations d'urgence. Le **dossier réglable par vérin à gaz** offre une amplitude exceptionnelle de **+65° à -25°**, permettant de positionner le patient de la position complètement allongée tête en bas jusqu'à une position semi-assise très relevée.

Équipé d'une **double motorisation électrique classe II** (2 moteurs), le système se pilote via une **commande manuelle filaire** multi-fonctions contrôlant simultanément la **hauteur variable de 56 à 86 cm** et les inclinaisons proclive/déclive. Cette télécommande ergonomique offre au praticien un contrôle total et précis sans quitter sa position de travail. Le **piètement à bras articulés** génère un débord automatique de 10 à 15 cm vers l'arrière lors des ajustements, facilitant grandement l'accès au patient pendant les examens.

La **sellerie plate professionnelle** épaisseur 40 mm associée à une **mousse très haute densité 38 kg/m³** garantit un confort exceptionnel et un maintien optimal même pour les patients de forte corpulence lors d'examens prolongés. Cette densité supérieure à la moyenne assure une durabilité remarquable face à l'usage intensif. Le **capot ABS blanc** sous l'assise protège les composants électriques et facilite l'entretien. La **structure tubulaire rectangulaire** renforcée recouverte d'**époxy blanc** garantit robustesse et durabilité face aux charges importantes.

Configurez Votre Divan Vimeu

Le **divan d'examen électrique Vimeu** se décline en plusieurs configurations pour répondre précisément à vos besoins :

Choix de la Largeur

Largeur 67 cm : Configuration standard polyvalente adaptée à la majorité des cabinets médicaux. Idéale pour les espaces optimisés tout en conservant la capacité exceptionnelle de 300 kg. Poids du divan : 80 kg (version patins) ou 90 kg (version roulettes).

Largeur 80 cm : Configuration confort offrant un espace d'accueil généreux particulièrement apprécié par les patients de forte corpulence, les personnes anxieuses et les femmes enceintes. Cette largeur procure un sentiment de sécurité et facilite l'installation des patients bariatriques. Poids du divan : 90 kg (version patins) ou 100 kg (version roulettes).

Choix du Système de Stabilisation

Version sur patins : Équipée de 4 patins réglables en polyamide noir pour une installation fixe ultra-stable. Configuration idéale pour les cabinets avec emplacement dédié permanent. Garantit une stabilité absolue lors de l'utilisation des fonctions proclive/déclive avec patients de forte corpulence.

Version avec roulettes escamotables : Équipée de roulettes escamotables permettant une mobilité exceptionnelle dans le cabinet. Le mécanisme d'escamotage rétracte instantanément les roulettes pour reposer le divan sur ses patins réglables, garantissant une stabilité absolue pendant l'examen. Idéale pour les cabinets nécessitant flexibilité d'aménagement, consultations multi-salles ou réorganisation fréquente de l'espace.

Caractéristiques techniques du divan d'examen électrique Vimeu Proclive / Déclive de VOG Medical

Caractéristique	Largeur 67 cm Patins	Largeur 67 cm Roulettes	Largeur 80 cm Patins	Largeur 80 cm Roulettes
Capacité charge	300 kg (toutes versions)			
Hauteur variable	560 à 860 mm (56 à 86 cm)			
Proclive/Déclive divan	+15° à -15°			
Proclive/Déclive dossier	+65° à -25°			
Motorisation	2 moteurs électriques classe II			
Dimensions dossier	L. 660 × l. 670 mm		L. 660 × l. 800 mm	
Dimensions assise	L. 1300 × l. 670 mm		L. 1300 × l. 800 mm	
Dimensions hors tout	L. 2000 × l. 670 × H. 560/860 mm		L. 2000 × l. 800 × H. 560/860 mm	
Poids du divan	80 kg	90 kg	90 kg	100 kg
Mobilité	Fixe	Roulettes escamotables	Fixe	Roulettes escamotables

Stabilisation	4 patins polyamide	4 patins + roulettes	4 patins polyamide	4 patins + roulettes
----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Caractéristiques Techniques Communes

Caractéristique	Spécification Détaillée
Type de divan	Table d'examen médicale haute capacité 2 sections proclive/déclive à hauteur variable électrique
Fabrication	Fabriqué en France par VOG Medical en Picardie
Déport piètement	Débord automatique de 10 à 15 cm vers l'arrière lors des ajustements
Piètement	Bras articulés pour ergonomie optimale
Commande	Commande manuelle filaire multi-fonctions contrôlant hauteur et inclinaisons
Dossier	Réglable par vérin à gaz avec commande bilatérale accessible des deux côtés
Structure porteuse	Bâti en tubes rectangulaires acier renforcé avec finition époxy blanc haute résistance
Habillage protection	Capot ABS blanc sous l'assise et le dossier pour hygiène optimale
Sellerie	Sellerie plate professionnelle épaisseur 40 mm confortable et durable
Mousse assise et dossier	Mousse très haute densité 38 kg/m³ résistante à la compression intensive
Revêtement sellerie	Vinyle médical classe M1 anti-feu, résistant aux désinfectants hospitaliers
Nombre de moteurs	2 moteurs (hauteur + proclive/déclive)
Accessoire intégré	Porte-rouleau pour drap d'examen médical inclus de série (côté tête)

Garantie	3 ans fabricant hors sellerie (pièces mécaniques et électriques)
Certification conformité	Marquage CE dispositif médical classe 1 conforme réglementation européenne
Production	Fabriqué sur commande selon planning de production
Livraison standard	Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir)
Livraison intérieure	RDC ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration
Coloris sellerie	Nombreux coloris disponibles pour harmonisation avec votre cabinet médical

Les Avantages du Divan Vimeu

Installation

L'installation du **divan d'examen électrique Vimeu** requiert simplement un raccordement électrique standard. Les versions sur **patins réglables en polyamide** assurent une stabilisation parfaite pour installation fixe. Les versions avec **roulettes escamotables** permettent un positionnement initial aisé puis se rétractent pour une stabilité absolue. Le **capot ABS blanc** sous l'assise protège les composants électriques et facilite l'entretien.

Confort

La **sellerie plate professionnelle** de 40 mm d'épaisseur avec **mousse très haute densité 38 kg/m³** offre un confort exceptionnel pour les **patients de forte corpulence** jusqu'à **300 kg**. Cette densité supérieure garantit un excellent maintien sans affaissement même lors d'examens prolongés. La **fonction proclive/déclive** permet d'adapter la position thérapeutique selon les besoins cliniques. Le **réglage électrique en hauteur** (56-86 cm) améliore significativement l'ergonomie du praticien et prévient les troubles musculo-squelettiques. Le débord automatique de 10-15 cm facilite l'accès au patient.

Hygiène

Le **revêtement époxy blanc** du châssis renforcé supporte parfaitement les protocoles de nettoyage intensifs nécessaires en pratique bariatrique. Le **capot ABS blanc** sous l'assise offre des surfaces lisses facilement nettoyables. Le **vinyle médical classe M1** anti-feu résiste aux désinfectants hospitaliers concentrés. La **sellerie plate** sans reliefs facilite grandement l'entretien quotidien. Nettoyage simple à l'eau savonneuse garantissant une **hygiène irréprochable** entre chaque consultation.

Sécurité

La **capacité de charge de 300 kg** élimine toute contrainte d'accueil pour les **patients bariatriques**, garantissant leur dignité et leur sécurité. **Structure ultra-renforcée en tubes rectangulaires** dimensionnée pour supporter les charges importantes sans flexion. **Double motorisation classe II** avec systèmes de sécurité intégrés prévenant tout mouvement involontaire. La **fonction proclive/déclive** contrôlée permet des ajustements progressifs sans secousse. Les versions avec roulettes escamotables se verrouillent automatiquement en position rétractée pour stabilité absolue.

Accessibilité Patients / Praticité au Quotidien

Hauteur minimale de 56 cm facilitant l'accès des patients à mobilité réduite et des **personnes obèses**. La **commande manuelle filaire** permet un contrôle précis de toutes les fonctions depuis n'importe quelle position autour du divan. Le **porte-rouleau intégré** côté tête optimise le flux de consultations. Les versions avec **roulettes escamotables** offrent une flexibilité exceptionnelle pour réorganiser l'espace ou déplacer le divan entre salles. Équipement polyvalent éliminant le besoin d'une table bariatrique dédiée. La **largeur 80 cm** rassure psychologiquement les patients anxieux et corpulents.

Pour Quels Professionnels et Applications

Solution privilégiée pour **médecins généralistes** avec patientèle diversifiée incluant patients en surpoids, **cardiologues** nécessitant positions spécifiques (Trendelenburg), spécialistes en nutrition et obésité, **médecins vasculaires**, pneumologues, centres de santé pluridisciplinaires, centres médicaux spécialisés, maisons de santé accueillant tous publics et établissements hospitaliers. La **capacité de 300 kg** et les fonctions proclive/déclive sont particulièrement appréciées en cardiologie, médecine d'urgence, examens respiratoires et médecine bariatrique. Applications : **examens médicaux** toutes morphologies, consultations cardiologiques avec positionnements spécifiques, examens vasculaires, auscultations respiratoires, bilans de santé patients bariatriques, consultations en position Trendelenburg et examens nécessitant inclinaisons thérapeutiques.

Guide de Choix de Configuration

Choisir la Largeur

Optez pour la largeur 67 cm si :

- Votre cabinet dispose d'un espace optimisé
- Vous recherchez une configuration standard polyvalente
- Vous souhaitez minimiser l'encombrement tout en conservant la capacité 300 kg
- Votre patientèle bariatrique est occasionnelle

Optez pour la largeur 80 cm si :

- Vous accueillez régulièrement des patients de forte corpulence
- Vous souhaitez offrir un confort optimal à tous vos patients
- Votre patientèle comprend des personnes anxieuses appréciant l'espace
- Vous êtes spécialisé en médecine bariatrique ou nutrition
- Vous souhaitez maximiser le confort psychologique des patients

Choisir le Système de Stabilisation

Optez pour la version sur patins si :

- Votre divan aura un emplacement dédié permanent
- Vous privilégiez la stabilité maximale absolue
- Vous ne prévoyez pas de réorganisation spatiale
- Vous recherchez la version la plus économique

Optez pour la version avec roulettes escamotables si :

- Votre cabinet nécessite une flexibilité d'aménagement
- Vous partagez l'espace avec d'autres praticiens
- Vous utilisez plusieurs salles de consultation
- Vous devez réorganiser fréquemment votre espace
- Vous souhaitez faciliter le nettoyage du sol sous le divan
- Vous réalisez des consultations multi-sites

Options et Accessoires Disponibles

Personnalisez votre **divan d'examen Vimeu** avec les options suivantes :

- **Jeu de 4 roulettes** diamètre 100 mm à frein pour version patins (hauteur modifiée)
- **Trou visage** pour pratiques ostéopathiques ou massages
- **Paire de douilles coulissantes** pour montage étrières gynécologiques
- **Paire d'étriers inox** pour consultations gynécologiques
- **Paire d'étriers en mousse polyuréthane** noir confort patient
- **Support porte-sérum** avec fixation
- **Douille pour tige porte-sérum**
- **Barrières rabattables** sécurité patient latérales
- **Protection cristal PVC pieds**
- **Protection cristal transparente intégrale**

Mentions Légales

Dénomination : Divan d'examen électrique 2 plans Vimeu VOG Medical proclive/déclive sellerie plate (2 moteurs) - Largeurs 67 cm et 80 cm - Versions patins ou roulettes escamotables

Destination : Dispositif médical haute capacité pour **examens médicaux** de patients de toutes morphologies dans les **cabinets médicaux**, centres de santé, centres spécialisés et

établissements hospitaliers. Spécialement adapté à l'accueil des **patients bariatriques** et personnes en surpoids. Réservé aux **professionnels de santé** qualifiés.

Fabricant : VOG Medical Darkiewicz - Fabricant français spécialisé en mobilier médical haute capacité en Picardie

Instructions : Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage. Respecter scrupuleusement les consignes de montage, d'utilisation des fonctions proclive/déclive et d'entretien. Ne pas dépasser la charge maximale de 300 kg. Pour les versions avec roulettes escamotables : vérifier systématiquement le verrouillage des roulettes en position rétractée avant chaque examen et avant toute utilisation des fonctions proclive/déclive. Ne jamais déplacer le divan avec un patient installé.

Consignes de prudence : En cas de doute sur l'utilisation des fonctions proclive/déclive ou la **position de Trendelenburg**, consulter un professionnel de santé qualifié ou le service technique VOG Medical. Accompagner systématiquement le patient lors des changements d'inclinaison, particulièrement avec patients de forte corpulence.

Conformité : Ce **dispositif médical** de classe 1 est un produit de santé réglementé portant le **marquage CE** attestant de sa conformité à la réglementation européenne applicable.

Garantie : **3 ans** constructeur couvrant les composants mécaniques et électriques incluant la double motorisation (revêtement exclu en raison de l'usure normale liée à l'utilisation intensive).

Production : Divan fabriqué sur commande selon planning de production. Livrable uniquement en France métropolitaine.

Livraison : Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir). Livraison avec portage en rez-de-chaussée ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration et poids (80 à 100 kg selon version).

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement. Solvants strictement proscrits pour préserver l'intégrité du revêtement époxy et du capot ABS. Pour les versions avec roulettes : vérifier régulièrement le mécanisme d'escamotage.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.