

Divan d'examen électrique VIMEU 3 plans

Référence 16589



Prix du produit :

2 744,17 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le divan d'examen VIMEU 3 plans associe réglage électrique en hauteur, inclinaisons proclive/déclive et éléments de confort pour s'adapter aux examens de médecine générale et aux consultations gynécologiques spécialisées.

- **Divan d'examen électrique à hauteur variable** pour améliorer la posture de travail et la prise en charge des patients.
- **Fonction proclive/déclive sur l'ensemble du divan** (+15°/-15°) et dossier réglable (+65°/-25°) pour s'adapter aux besoins cliniques.
- **Partie centrale relevable par vérin à gaz**, transformant le divan en fauteuil pour consultations gynécologiques (compatibilité étriers et repose-jambes).
- **Charge utile jusqu'à 300 kg** pour une patientèle élargie et une sécurité accrue.
- **Sellerie plate 40 mm**, matériaux faciles d'entretien, et options 67/80 cm selon l'espace et la morphologie prise en charge.

Description du produit :

Description du divan d'examen électrique VIMEU 3 plans

Grâce à son mécanisme électrique précis, le divan d'examen électrique VIMEU 3 plans permet

d'ajuster la hauteur rapidement pour adopter une posture de travail confortable tout en facilitant l'accessibilité des patients, y compris en surcharge pondérale jusqu'à 300 kg.

Le bâti en tube rectangulaire époxy et la sellerie de 40 mm assurent stabilité et confort, tandis que les réglages du dossier et de la partie centrale permettent une adaptation fine aux différents examens.

Modèles et configurations

Le VIMEU 3 plans est disponible en largeur 67 cm ou 80 cm, au choix avec patins et/ou roulettes escamotables, afin de concilier stabilité en poste et mobilité lors du réagencement de salle.

Des variantes permettent d'ajouter un trou visage (dossier), des commandes bilatérales et des options d'accessoirisation pour la gynécologie et la perfusion.

Tableau comparatif des configurations du VIMEU 3 plans

Caractéristique	67 cm + Patins	67 cm + Patins + roulettes	+80 cm + Patins	80 cm + Patins + roulettes
Configuration	3 plans transformable gynécologique (partie centrale relevable)			
Procline/décline	+15° / -15° (sur l'ensemble du divan)			
Partie centrale	Relevable par vérin à gaz, commande par câble (droite ou gauche)			
Assise relevable	Réglage manuel pour position gynécologique			
Dimension dossier	650 × 670 mm	650 × 670 mm	650 × 800 mm	650 × 800 mm
Dimension partie centrale	850 × 670 mm	850 × 670 mm	850 × 800 mm	850 × 800 mm
Dimension assise	450 × 670 mm	450 × 670 mm	450 × 800 mm	450 × 800 mm
Hauteur variable	560–860 mm			
Épaisseur sellerie	40 mm			
Type sellerie	Plate			
Poids divan	80 kg	80 kg	90 kg	90 kg
Mobilité	Patins réglables	Patins + roulettes escamotables	Patins réglables	Patins + roulettes escamotables
Charge maximale	300 kg			
Accessoires inclus	Porte?rouleau, cuvette inox 2 L, douilles coulissantes étrières			
Usage privilégié	Médecine générale + gynécologie			

Spécifications techniques communes

Caractéristique	Spécification détaillée
Modèle	Divan d'examen électrique 3 plans VIMEU (Vog Medical)
Type	Table d'examen mixte, transformable gynécologique, inclinable, hauteur électrique
Fabrication	Fabriqué en France par VOG Medical

Usage	Médecine générale et consultations gynécologiques dédiées
Inclinaison (divan)	Proclive/déclive +15° / -15°
Inclinaison (dossier)	Proclive +65° / déclive -25°
Dossier	Réglable par vérin à gaz, commande bilatérale
Partie centrale	Relevable par vérin à gaz, commande par câble (droite/gauche)
Assise	Relevable, réglage manuel
Dimensions dossier	650 × 670 ou 800 mm selon largeur choisie
Structure	Bâti acier finition époxy blanc
Stabilisation	4 patins réglables ; roulettes escamotables selon modèle
Protection	Capot ABS blanc sous assise et dossier
Mousse	Densité 38 kg/m ³ (assise et dossier)
Sellerie	Plate 40 mm
Motorisation	Moteur classe II, commande manuelle de hauteur
Accessoires inclus	Porte?rouleau (dossier et partie centrale), cuvette inox 2 L, douilles coulissantes pour étrières
Capacité de charge	300 kg
Garantie	3 ans (hors sellerie)
Certification	Dispositif médical marqué CE, Classe I (selon fiche distributeur)
Coloris sellerie	Nuancier disponible (personnalisation coloris)
Options et accessoires	

- **Étriers** inox ou PU, repose?jambes, tête?ère avec trou visage et coussin obturateur.
- Tige porte?sérum, rails/douilles, protections et barrières selon configuration.
- Commandes (main/pied), roulettes escamotables, et variantes de largeur 67/80 cm.

Entretien et bonnes pratiques

Privilégier un nettoyage régulier avec solutions adaptées aux selleries médicales, en évitant les solvants agressifs, et documenter une procédure simple affichée pour l'équipe afin de préserver confort et sécurité.

Vérifier périodiquement les réglages mécaniques et l'état des accessoires pour maintenir la stabilité et la capacité de charge, et planifier une maintenance préventive dans la politique qualité du service.

Livraison, installation, service

Livraison standard au pas de porte et options d'installation en intérieur/RDC ou étages sont recommandées pour limiter l'immobilisation et sécuriser la mise en service en environnement de soins.

Support commercial et technique (devis, documentation, planning d'installation) facilitent la décision des directions achats et réduisent les délais d'intégration en établissement.

FAQ sur le divan d'examen électrique VIMEU 3 plans

Quelle différence entre largeur 67 cm et 80 cm ?

La largeur 67 cm optimise l'ergonomie dans les salles compactes, tandis que 80 cm apporte davantage de confort pour certaines morphologies et spécialités, le choix dépendant de l'espace et des protocoles d'examen.

Le divan supporte-t-il les patients en surcharge pondérale ?

Oui, la charge maximale atteint 300 kg, ce qui élargit la prise en charge et répond aux exigences de sécurité des établissements de santé.

Les étrières sont-ils fournis ?

Selon la configuration, les étrières peuvent être en option, avec compatibilité via douilles coulissantes et accessoires associés.