

# DIVAN ELECTRIQUE 2 PLANS CARDIOLOGIE

Référence 16605



Prix du produit :

**2 891,67 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Ce **divan électrique 2 plans spécial cardiologie** est équipé d'un dossier inclinable en position de proclive, réglable par vérin à gaz (+75°). Ce dossier est d'une largeur confortable (67 cm) : le patient peut ainsi positionner son bras gauche au-dessus de sa tête afin de dégager le thorax.

Description du produit :

Dimensions :

- Dossier : Long . 65 x larg. 67 cm
- Assise : Long. 135 x larg. 67 cm
- Dimensions Hors tout : Long. 200 × larg. 67 cm × Hauteur de l'assise variable de 54 à 94 cm.
- Poids du divan : 110 kg ou 120 kg selon modèle.
- Poids maximal supportable : 300 kg en statique.

**\* Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**