

DIVAN D'EXAMEN PEDIATRIQUE 1 PLAN VOG

Référence 16611



Prix du produit :

696,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **table d'examen pédiatrique** est garant du confort et de la sécurité lors de l'examen médical d'un enfant en bas âge.

Description du produit :

Caractéristiques techniques :

- Table fixe – hauteur de 800 mm.
- Équipé de 4 patins noirs.
- Bâti en tube rectangulaire époxy gris.
- Sellerie tendue avec bourrelets latéraux sur 3 côtés, épaisseur 50 mm.
- Capot ABS sous l'assise.
- 1 plateau recouvert d'un revêtement PVC.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

DIMENSIONS:

H. tout: L. 1000 × l. 670 × H. 800 mm.

Poids du divan: 35 kg.

Poids supporté: 120 kg.