

DIVAN D'EXAMEN PEDIATRIQUE LICATA VOG

Référence 16609



Prix du produit :

940,83 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **divan d'examen pédiatrique** à hauteur fixe est idéale pour l'examen des nourrissons. Le divan démontable est équipé de 4 patins noirs assurant une très bonne stabilité.

La sellerie tendue présente des bourrelets latéraux sur 3 côtés de 50 mm d'épaisseur pour plus de sécurité.

Description du produit :

Dimensions hors tout : Longueur. 1000 x largeur. 670 x Hauteur. 800 mm.

Poids de la table : 35 kg

Poids supporté : 120 kg

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**