

Divan d'examen fixe 2 plans Licata - Vog Médical

Référence 16613



Prix du produit :

1 029,17 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan d'examen fixe 2 plans Licata** allie structure en métal époxy, sellerie de 50 mm et accessoires pratiques (porte?rouleau, patins réglables) pour un usage intensif en cabinet, avec fabrication française et conformité CE de classe I.

- **Structure époxy résistante aux chocs** et facile à nettoyer, idéale pour les protocoles d'hygiène quotidiens.
- **Charge 200 kg et 4 patins noirs réglables** en polyamide pour une excellente stabilité à l'examen.
- **Sellerie 50 mm tendue** pour un confort d'accueil homogène sur l'assise et le dossier.
- **Dossier réglable par levier mécanique** sur la version fixe référencée, autres cinématiques possibles selon modèle.
- **Porte?rouleau côté tête intégré** pour la gestion des draps d'examen et le gain de temps entre patients.
- **Livré monté** pour une mise en service rapide selon la fiche du modèle concerné.

Description du produit :

Tableau des caractéristiques du divan d'examen fixe 2 plans Licata - Vog Médical

Marque	VOG Médical
Modèle	Licata fixe 2 plans
Largeur sellerie	67 cm ou 80 cm selon modèle
Longueur	Environ 195 cm selon la référence fixe indiquée
Hauteur	Hauteur fixe selon modèle, pensée pour la consultation générale
Épaisseur sellerie	50 mm (densité selon version)
Densité mousse	Plage observée 28 à 38 kg/m ³ selon versions et séries
Réglage dossier	Levier mécanique sur la version fixe référencée
Capacité de charge	200 kg
Accessoires	Porte-rouleau côté tête, 4 patins noirs réglables en polyamide
Structure/piètement	Tube carré métal, peinture époxy gris clair
Garantie	3 ans (hors sellerie selon conditions)
Origine/fabrication	Fabrication France (selon fiche du fabricant/distributeur)
Conformité	Dispositif médical CE, classe I, mobilier d'examen

Confort et hygiène

La **sellerie 50 mm** assure un accueil moelleux pour l'installation du patient, avec un soutien régulier du dossier à l'assise lors des examens courants.

La finition **époxy** lisse facilite l'essuyage et les désinfections de routine, contribuant à la maîtrise de l'hygiène en consultation.

Usages recommandés

Conçu pour la **médecine générale** et les consultations spécialisées non invasives, avec réglage d'inclinaison du dossier pour adapter la posture.

La largeur au choix en 67/80 cm aide à concilier encombrement et confort des morphologies variées en salle d'examen.

Conformité et mentions

Ce dispositif médical porte le marquage CE de classe I et relève de la catégorie **mobilier d'examen médical**, lire attentivement la notice et l'étiquetage, et consulter un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant : VOG Médical, avec garantie de 3 ans hors sellerie selon conditions applicables au modèle choisi.

FAQ

La charge utile est-elle suffisante??

La version fixe référencée supporte jusqu'à **200 kg**, couvrant la majorité des situations cliniques de consultation.

Comment choisir entre 67 cm et 80 cm??

Le **67 cm** optimise l'encombrement des salles compactes tandis que 80 cm privilégie l'accueil et le confort des morphologies larges.

Le divan est-il livré monté??

Oui, la fiche du modèle fixe indique une **livraison montée** pour une mise en service rapide, à confirmer lors du devis.