

DIVAN FIXE 3 PLANS LICATA

Référence 16615



Prix du produit :

1 875,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan fixe 3 plans LICATA**, esthétique et pratique, adapté aux besoins des médecins généralistes et spécialistes, avec ses étrières (en option), son centre et son assise relevables, elle permet les examens gynécologiques.

Description du produit :

Le divan d'examen à hauteur fixe **mixte Vog Médical Licata** 3 plans possède un châssis robuste en tubes carrés. Le piètement à patins réglables est surmonté d'une sellerie tendue confortable, d'une densité de 38 Kg/m³ (mousse Haute Résilience - soutien moelleux et souple), disponible en divers coloris au choix.

Dimensions :

- Dossier: Long. 65 × larg. 67 cm.
- Partie centrale : Long. 85 x larg. 67 cm.
- 3ème partie : Long. 45 × larg. 67 cm.
- Dimensions Hors tout : Long. 200 × larg. 67 × Hauteur d'assise 80 cm.
- Poids du divan : 40 kg.
- Poids maximal supportable : 200 kg en statique.

Le divan est livrée avec : cuvette inox coulissante, paire de douilles coulissantes pour étrières, porte rouleau.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**

