

DIVAN D'EXAMEN FIXE 2 PLANS CARDIO

Référence 16617



Prix du produit :

1 215,83 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **divan d'examen à hauteur fixe 2 plans spécial cardiologie** est équipé d'un dossier réglable par vérin pneumatique. Ce dossier permet au patient de positionner son bras gauche au-dessus de sa tête afin de dégager le thorax.

Afin de réaliser facilement les examens cardiologiques, l'assise présente une découpe sur le haut avec un bouchon de fermeture amovible.

Description du produit :

Caractéristiques :

- Dimensions :
- Dossier : Long. 65 x larg. 67 cm
- Assise : Long. 130 x larg. 67 cm
- Dimensions Hors tout : Long. 200 x larg. 67 cm x Hauteur de l'assise 80 cm.
- Poids supporté : 200 kg.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**