

DIVAN ELECTRIQUE & FIXE DURY

Référence 16619



Prix du produit :

2 574,17 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan électrique et fixe DURY** est conçue pour la kinésithérapie. Il a la particularité d'être réglable en hauteur électriquement. La tête et les deux jambières sont également réglables.

Description du produit :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Table électrique de 560 à 960 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- 2 jambières indépendantes réglables par vérin à gaz (+90°/-25°).
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Porte rouleau.
- Commande au pied.
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**