

DIVAN D'EXAMEN FIXE BOBATH - VOG

Référence 16622



Prix du produit :

1 062,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan fixe spéciale Kinésithérapie BOBATH** est une table médicale idéale pour la rééducation et la manipulation des patients. Elle est parfaitement adaptée pour les kinésithérapeutes et ostéopathes.

Description du produit :

CARACTÉRISTIQUES:

- Table à élévation électrique de 510 à 910 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- Hors tt: L. 2000 × l. 1200 × H. 510/910 mm.
- Poids du divan: 110 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**