

FAUTEUIL D'EXAMEN ORL CORBIE - VOG

Référence 16627



Prix du produit :

2 587,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **fauteuil d'examen ORL Corbie** de la marque **Vog Médical** est un mobilier 3 parties, doté d'une sellerie confortable, et dont la hauteur est variable grâce à la colonne électrique.

Dans l'objectif de fournir un maximum de confort à la patientèle, le fauteuil intègre des accoudoirs escamotables ainsi qu'un repose tête incurvé en mousse PU de coloris noir.

Description du produit :

Un repose pieds est également présent sur la structure. Il est réglable et synchrone avec le mouvement de la jambière. Le dossier ainsi que la jambière sont synchrones et réglables par vérin à gaz.

CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil de consultation en 3 parties.
- Pompe hydraulique tournant blocable, hauteur de 620 à 770 mm.
- Dossier et jambière synchrones et réglables par vérin à gaz.
- Accoudoirs escamotables.
- Appui-tête en mousse de PU noir incurvé.
- Repose pied réglable et synchrone avec le mouvement de la jambière.
- Mousse densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 1470 × l. 600 x H. 620/770 mm.
- Dossier: L. 660 x l. 540 mm.
- Assise: L. 460 × l. 540 mm.
- Jambière: L. 320 × l. 540 mm.
- Poids du divan: 60 kg.
- Poids supporté: 120 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**